


Garrison

# STRATA-G™



Garrison®

150 DeWitt Lane \ Spring Lake, MI 49456 É.-U.

Commandez sans frais 888.437.0032 | [www.garrisondental.com](http://www.garrisondental.com)

Contrôle des bavures plus rapide et plus prévisible...

# STRATA-G™

## TABLEAU DE COMPARAISON

### Garrison

#### Strata-G™

#### Composi-Tight® 3D Fusion™

#### Produit concurrent



### Anneaux séparateurs

Matériau du ressort	Nitinol (nickel titane tréfilé avec alignement des molécules) résistant et élastique; les anneaux sont faciles à ouvrir tout en maintenant leur tension plus longtemps	Ressort en acier inoxydable : résistants et durables, forte puissance de serrage, mais peuvent être plus difficiles à ouvrir	Plaque de nickel titane sintérisé découpé au laser : résistant, mais friables; les anneaux se distendent et pourraient échouer
Renforcement	PEEK ultra-durable améliorant la pression de séparation de la dent et la durabilité	PEEK ultra-durable améliorant la pression de séparation de la dent et la durabilité	Non offert
Contrôle des bavures	Silicone lié amélioré Soft-Face™ pour une réduction maximale des bavures et une durée de vie maximale	Extrémités en silicone originales offrant une amélioration marquée de l'adaptation et de la réduction des bavures par rapport aux extrémités rigides	Extrémités plates rigides : faible adaptation de la matrice et aucun contrôle des bavures
Rétention de la dent (demeure sur la dent)	Rallonges de rétention modifiées pour une rétention maximale à la dent et moins d'incidence sur la gencive	Rallonges de rétention ajoutées à tous les anneaux pour une excellente rétention à la dent	Extrémités plates sans géométrie de rétention; facilement déplaçables
Aide à la création de crêtes marginales	Fonctionnalité intégrée directement dans les embouts de silicone Soft-Face™ pour vous aider à former l'anatomie idéale	Non offerte	Non offerte
Préparations larges	Présente toutes les améliorations des Strata-G™ décrites ci-dessus; anneau vert pour préparations larges	Le premier anneau pour préparations larges (vert) de l'industrie	Non offerte
Applications pédiatriques	Anneau court bleu fonctionnant bien sur les molaires primaires	Anneau court bleu fonctionnant bien sur les molaires primaires	Ne peut s'agripper adéquatement dans cette position
Position distale à la canine	Anneau court bleu s'agrippant bien dans cette position	Anneau court bleu s'agrippant bien dans cette position	Ne peut s'agripper adéquatement dans cette position

### Matrices



Souples	Oui	Oui	Oui
Épaisseur (incl. enduit)	0,0016"	0,0016"	0,0016"
Enduit antiadhésif	Inventé par Garrison®	Inventé par Garrison®	Copie de Garrison®
Crête marginale améliorée	Oui	Non offerte	Non offerte
Bande pédiatrique distincte	Oui	Non offerte	Non offerte
Bandes fermes pour cas complexes	Oui, incluse dans l'ensemble; acier inoxydable spécialement trempé de 0,0015" ne se déformant pas	Offertes, mais non incluses dans l'ensemble standard; acier inoxydable spécialement trempé de 0,0015" ne se déformant pas	Non offertes

### Coins



Scellement cervical	Excellent : les palmes Soft-Face™ combinées aux parois latérales flexibles maximisent l'adaptation	Bon : parois latérales et palmes flexibles s'adaptent à l'anatomie de la dent	Modéré : parois latérales flexibles ne s'adaptant pas aussi facilement que les palmes individuelles
Superposition de plusieurs coins	Oui	Non	Oui
Résistance à la sortie par-derrrière	Excellente : les palmes flexibles empêchent la sortie par-derrrière	Excellente : les palmes flexibles empêchent la sortie par-derrrière	Bonne : la forme de sablier aide à prévenir la sortie par-derrrière
Douceur pour les tissus	Excellente : conception en tunnel lisse et bords arrondis réduisant les traumatismes	Bonne : bords arrondis à l'extrémité et courbe prévenant la perforation des tissus	Faible : les bords coupants à l'extrémité abrasent les tissus délicats

### Ensemble complet

Plus de 26 ans d'innovation comme chef de file des matrices sectionnelles	Offert avec tous les systèmes que nous offrons	Offert avec tous les systèmes que nous offrons	Même pas proche
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------

### Garrison

Commandez sans frais 888.437.0032 | [www.garrisondental.com](http://www.garrisondental.com)  
 Cette offre prend fin le 15/04/2023. | Elle ne peut être combinée à aucune autre offre annoncée.

PMCA223SG

© 2023 Garrison Dental Solutions, LLC