




## Compresa húmedo caliente BACKHEAT® Standard



### Indicaciones generales

Las compresas están diseñadas para brindar alivio a través de terapias no invasivas. Actúa directamente sobre la velocidad del flujo sanguíneo para prevenir o aliviar dolores musculares, de articulaciones y tendones

### Precauciones de Uso

Si la compresa está a una temperatura muy alta, coloque siempre el paquete en una cubierta o paño antes de aplicar sobre la zona afectada.

No usar mientras se duerme

Probar y supervisar la compresa en el área afectada durante todo el tiempo de uso.

Si usted tiene un problema circulatorio, consultar a un médico antes de usar una compresa.

Deseche este producto si está roto o perforado; limpiar con un paño y agua tibia.

### ESPECIFICACIONES

Nombre:	Compresa húmedo caliente BACKHEAT® Standard
SKU:	BB410
Código HS:	30059090
Código de barras:	850004202098
Color:	Crema
Peso del Producto:	440g
Dimensiones:	25.4 cm x 30.5 cm
Dimensiones de caja:	32.5x27x18CM
Cantidad por caja:	12
Peso Bruto:	6.5kg

### Materiales

Internos:	98% de bentonita caly 2% Silicato de sodio
Exterior:	100% algodón (Cubierta) 100% poliéster (Etiqueta)

+1 (305) 521-9440

info@backbone.com