

OUTSIDE
Die for hole
punch
Not to Print

Paper:
120 lb Cover
Gloss

6.15"

Uplift Walker Marchette qui soulève Andador elevador

Unique stepped design aids in standing
Easily fold and unfold with dual locking buttons
Height adjustable from 30" - 37"
Weight capacity: 300 lbs
Lightweight sturdy frame provides extra stability for increased mobility and independence

Conçu en escalier pour aider à se lever
Se plie et se déplie facilement avec système de verrouillage à deux boutons
Hauteur réglable de 76 cm à 94 cm
Capacité massique : 300 lb
Cadre robuste et léger procurant une stabilité et une mobilité accrues, et favorisant l'autonomie

Exclusivo diseño escalonado para ayudar a levantarse
Fácil plegado y desplegado con botones de bloqueo y desbloqueo
Altura ajustable de 30" a 37"
Capacidad de peso: 300 lbs
La estructura resistente y liviana proporciona una estabilidad extra para una mayor movilidad e independencia



Carex Health Brands
PO Box 2526
Sioux Falls, SD 57101
Phone 800.526.8051
www.carex.com
Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en China
40-A849C0-00 ©2014



Join the Care Connection at www.carex.com/ccf for offers, product information and care solutions.
Joignez-vous à la communauté Care Connection au www.carex.com/ccf pour des offres exclusives, des renseignements sur les produits et des solutions en matière de soins.

A849C0



0 23601 01849 6



Uplift Walker Marchette qui soulève

Get up and on the move
more easily
Permet de vous lever et
de vous déplacer plus
facilement



Andador elevador
Levántese y muévase más fácilmente

Includes:
1 Walker
Comprend:
1 Marchette



Carex Health Brands

7"

INSIDE
Die for hole
punch
Not to Print

Paper:
120 lb Cover
Gloss

6.15"

Walk with confidence™

How to ensure the perfect fit

Folding walkers are designed to help a person remain independent and mobile by providing assistance in walking. Carex® offers several styles of folding walkers and accessories for easy mobility, maneuvering, and convenience.

WALKERS WITH WHEEL ATTACHMENTS

Turn a folding walker into wheeled walker for those who have difficulty lifting the weight of the walker.

WEIGHT CAPACITY: 300 lb

Marcher avec confiance™

Comment assurer l'ajustement parfait

Les marchettes pliables sont conçues pour aider les gens à rester indépendants et mobiles en leur fournissant de l'aide pour marcher. Carex® offre plusieurs styles de marchettes pliables et d'accessoires pour une meilleure mobilité, une meilleure manœuvre et commodité.

MARCHETTES AVEC DES ACCESSOIRES DE ROUES

La marchette pliable devient une marchette sur roues pour les gens qui ont de la difficulté en soulevant le poids de la marchette.

CAPACITÉ DE POIDS: 136 kg

Caminar con confianza™

Cómo asegurar el ajuste perfecto

Al proporcionarle cierto nivel de asistencia para caminar, el andador ayuda al usuario a moverse y permanecer independiente. La marca Carex® ofrece diversos estilos de andadores y una amplia variedad de accesorios para facilitar la maniobrabilidad y lograr mayor comodidad.

Andadores con accesorio para inserción de ruedas convierten el andador plegable en un andador rodante cuando la persona tiene dificultad para levantar el peso.

RESISTENCIA: 136 kg


Français

Español

HOW TO DETERMINE PROPER HEIGHT ADJUSTMENT

1. Extended arm forward at 30 degree bend at elbow. Measure from handgrip to the floor to determine walker height.
2. Adjust leg pin positions to match required height adjustment.

TIP REPLACEMENT - Check tips periodically and replace if worn



AJUSTEMENT DE LA HATEUR


1. Étendre le bras en avant en le pliant au coude à un angle de 30 degrés. Mesurer à partir de la pognée jusqu'au sol pour déterminer la hauteur de la marchette.
2. Ajuster les positions des goupilles des pattes pour le faire concorder avec l'ajustement de la hauteur.

REPLACEMENT DES EMBOUTS - Réviser les embouts périodiquement et les remplacer s'ils sont usés

AJUSTE DE LA ALTURA

1. Extender el brazo hacia adelante con el codo doblado a un ángulo de 30 grados. Medir desde la empuñadura hasta el piso para determinar la altura del caminador.
2. Ajustar la posición de los pasadores de las patas para que concuerde con el ajuste de la altura necesario.

REEMPLAZO DE LOS REGATONES - Revisar periódicamente los regatones y reemplazarlos si están desgastados



Medicare (U.S. Only): HCPCS Codes

E0135 Walker, Folding without Wheels
E0143 Walker, Folding with Wheels **E0148** Walker, Heavy Duty

7"