


Kamex[®]
INTERNATIONAL



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024



CUIDADO DE CICATRICES



GEL ABDOMINAL

NUEVA PRESENTACIÓN

Lámina de gel polímero utilizada en post operatorio de zona abdominal.

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios abdominales, lipectomías, cesáreas. Este producto puede ser usado en la mañana y en la noche.

Características del Producto: Lámina de gel que contiene aceite mineral 100% grado médico. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel. Cada lámina de gel es reutilizable. Su tamaño facilita el uso e igualmente pueden ser recortadas a la medida necesaria. Dimensiones: 47cm largo por 8.5 cm de ancho. 2 mm de espesor con malla de soporte.

Presentación: Unidad

Talla	Ref
Universal	430003NL



GEL ABDOMINAL

LANZAMIENTO


Lámina de gel polímero utilizada en post operatorio de zona abdominal.

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices en postoperatorios abdominales, lipectomías, cesáreas. Este producto puede ser usado en la mañana y en la noche.

Características del Producto: Lámina de gel que contiene aceite mineral 100% grado médico. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel. Cada lámina de gel es reutilizable. Su tamaño facilita el uso e igualmente pueden ser recortadas a la medida necesaria. Dimensiones: 47cm largo por 8.5 cm de ancho. 2 mm de espesor con malla de soporte.

Presentación: x4 Unidades 14 cm x 4 cm x 2 mm

Talla	Ref
Universal	430001NL



GEL MAMAS

NUEVA PRESENTACIÓN



Lámina de gel polímero utilizada en post - operatorio de mamas.

Usos: Mamoplastia por aumento o reducción de tamaño de busto.

Características del producto: Su forma de ancla permite adaptarse al contorno de la mama. No estéril. Gel polímero con espesor de 2 mm.

Presentación: x2 Unidades / 11 cm x 24,5 cm x 2 mm

Talla	Ref
Universal	433242NL



GEL PERIAREOLAR

NUEVA PRESENTACIÓN

Lámina de gel polímero utilizada en post-operatorio de mamas.

Usos: Mamoplastia por aumento o reducción de tamaño de busto.

Características del producto: Gel polímero de 2 mm de espesor, de forma circular pre - recortada con orificio en el centro para el pezón, no estéril.

Presentación: x2 Unidades / 8 cm x 8 cm x 2 mm

Talla	Ref
Universal	430002NL



NUEVA PRESENTACIÓN


ANTIFAZ EN GEL

Antifaz de gel polímero, utilizado en postoperatorio de blefaroplastia. Mejora el cuidado y tratamiento de cicatrices en la piel de los párpados.

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad.

Características del producto: Antifaz de Gel polímero que contiene aceite mineral 100% grado médico. Dimensiones: 18 cm x 11 cm, 2 mm de espesor con malla de soporte y cintas de sujeción para brindar mejor ajuste al rostro. Unisex.

Presentación: Unidad



Talla	Ref
Universal	430000NL



NUEVA PRESENTACIÓN

MÁSCARA FACIAL

Máscara facial total de gel polímero con orificio para ojos, nariz y boca. Mejora el cuidado y tratamiento de cicatrices en el rostro.

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad. Mejora el cuidado y tratamiento de cicatrices en el rostro.

Características del producto: Máscara de Gel polímero que contiene aceite mineral 100% grado médico. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel, reutilizable. No estéril. Dimensiones: 27 cm x 21 cm, 3 mm de espesor y cinta de sujeción. Viene con malla de soporte.

Presentación: Unidad.

Talla	Ref
Universal	430005NL



LÁMINA EN GEL CON MALLA

NUEVA PRESENTACIÓN

Lámina de gel polímero con malla. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices.

Usos: Previene y reduce la formación de cicatrices queloides e hipertróficas causadas por cirugías y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo, disminuyendo la pérdida de humedad en la capa externa de la piel y restableciendo su elasticidad.

Características del producto: Lámina de Gel polímero que contiene aceite mineral 100% grado médico, con malla. Dimensiones: 20 cm x 10 cm, 3 mm de espesor. Evita la deshidratación, reduce queloides e hipertróficas, restablece la elasticidad de la piel, lámina reutilizable. Tamaño ajustable.

Uso diario / nocturno.

Presentación: Unidad / 20 cm x 10 cm x 3 mm



Talla	Ref
Universal	409012NL



LÁMINA EN GEL

NUEVA PRESENTACIÓN

Lámina de gel polímero. Mejora el cuidado y tratamiento de las cicatrices.

Usos: Disminuir cicatrices queloides e hipertróficas, mejora el proceso de cicatrización una vez retirados los puntos de la herida, humectar y suavizar la piel.

Características del producto: Lámina de Gel polímero que contiene aceite mineral 100% grado médico. sin malla para una mayor fijación en articulaciones.

Presentación: Unidad / 10 cm x 10 cm x 3 mm

Talla	Ref
Universal	409011NL

 Evita la deshidratación
  Restablece la elasticidad de la piel
  Tamaño ajustable



COJÍN DISTAL


Disco en gel polímero que alivia la presión distal en amputaciones de miembros inferiores.

Usos: Amputación de miembros inferiores.

Características del producto: Disco de gel polímero con malla, espesor de 5mm y diámetro de 100 mm, para ser utilizado dentro del socket

Presentación: Unidad

Talla	Ref
100 mm x 5 mm	408115
100 mm x 10 mm	408116



GUANTE TÚNEL CARPIANO

NUEVA PRESENTACIÓN




Guante recubierto con gel polímero en la parte anterior para evitar fricción y roce, reduce el riesgo de cicatriz queiloide o hipertrófica.

Usos: Post-operatorio del Síndrome de Túnel Carpiano.

Características del producto: Guante de lycra con un pad en gel en forma de ocho de 5 mm de espesor.

Presentación: Unidad / 8 mm (Der. o Izq.)

Talla	Ref
Derecho	402000NL
Izquierdo	402010NL

 Evita la deshidratación
  Restablece la elasticidad de la piel
  Guante reutilizable





PRÓTESIS DE SENO EXTERNA

Elaborada en gel polímero para humectar la piel y evitar cicatriz hipertrófica.

Usos: Mastectomías.

Características del producto: Forma anatómica en gota de agua que facilita la compensación corporal y estética.

Presentación: Unidad

Talla	Ref	Talla	Ref
28	440028	36	440036
30	440030	38	440038
32	440032	40	440040
34	440034	42	440042



VENDA GEL

Venda elástica cubierta en gel polímero.

Usos: Coadyuvante en las etapas finales de restauración de la piel en casos de cirugía y/o quemaduras en diferentes zonas del cuerpo.

Características del producto: Venda elástica que se adapta de una manera práctica a la zona a tratar.

Presentación: Individual

Talla	Ref
2" (5 cm)	KMV004
4" (10 cm)	KMV005
8" (20 cm)	KMV006



Kamex[®]

INTERNATIONAL

COMPAÑÍA PARA LA SALUD DE TODOS

Órtesis - Prótesis - Línea Deportiva - Fajas Estéticas Moldeadoras y Postquirúrgicas
Almohadas - Línea Magnética - Brazaletes de Identificación - Compresas Frío / Calor
GelKam - Cuidado de Cicatrices - GelKam Cuidado del Pie - Ayudas de Movilidad y Locomoción

www.kamexinternational.com.co

Vereda Calahorra Lote 2 Variante Cajicá, Cundinamarca - Colombia

PBX: (57-601) 593 2525



kamexinternational