



Earloop surgical mask

Masque chirurgical à boucles auriculaires

Mask with enclosed aluminum nosepiece

Masque munis de barette nasale en aluminium

- **For single use only** Usage unique seulement
 - **Extremely soft** Extrêmement doux
 - **High breathability** Respiration optimale
 - **Latex-free** Sans latex
 - **Fluid-resistant** Résistant aux liquides
 - **Light** Léger
-
- **Compliance standards ASTM F2100** Conformité à la norme ASTM F2100

Instructions for use Instructions pour utilisation

The facemasks prevent the spread of germs from one person to another and protect an individual from inhaling airborne particulates. The type of work that you are doing should determine the type of mask you will be using. The ear loop and tie-on masks are the most popular masks used. For proper use of the ear loop mask, hold it in front of the face, at the nose level, place loop around each ear and pinch aluminum nosepiece to secure. For the tie-on mask, hold in front of the face, at the nose level, place ties over the crown of your head, secure with a bow then pinch aluminum nosepiece to secure. The masks are single use only. Different thicknesses, materials and colors are available. Les masques faciaux empêchent la propagation des germes d'une personne à l'autre et empêchent une personne d'inhaler des particules en suspension dans l'air. Le type de travail que vous effectuez devrait déterminer le type de masque que vous utiliserez. Le masque à boucles auriculaires et les masques avec lacets sont les masques les plus utilisés. Pour utiliser correctement le masque à boucles auriculaires, tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez une boucle autour de chaque oreille et pincez la barrette nasale en aluminium pour le fixer. Pour le masque avec lacets, tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez des attaches sur la couronne de la tête, fixez-le en faisant un nœud puis pincez la barrette nasale en aluminium pour le fixer. Les masques sont à usage unique seulement. Différentes épaisseurs, matériaux et couleurs sont disponibles.

Colors Couleurs

Level Niveau 1		
Code	Color Couleur	Size Taille
2110	Blue Bleu	One size Taille unique
Level Niveau 2		
Code	Color Couleur	Size Taille
2120	Blue Bleu	One size Taille unique
Level Niveau 3		
Code	Color Couleur	Size Taille
2130	Blue Bleu	One size Taille unique

Dimensions

Measured part Partie mesurée	Dimensions (cm)
Length Longueur	17.5
Height Hauteur	9.5
Earloop length Longueur boucle auriculaire	15.2
Nosepiece Barette nasale	11.5

F2100 Requirements met

	Level 1 Niveau 1	Level 2 Niveau 2	Level 3 Niveau 3
Fluid-resistant Résistance aux liquides	80 mmHg	120 mmHg	160 mmHg
Bacterial filtration efficiency Efficacité de la filtration bactérienne	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%
Particulate filtration efficiency Efficacité de filtration	≥ 95%	≥ 98%	≥ 98%
Delta P Delta P	< 5,0	< 6,0	< 6,0

50 masks per box, 10 boxes per shipping carton. To order, please refer to a specific size and mention the product code.

50 masques par boîte, 10 boîtes par carton de transport. Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

Supermax Healthcare Canada

766 Bériault Street, Longueuil QC Canada J4G 1R8

766, rue Bériault, Longueuil (Québec) Canada J4G 1R8