

ASPEN

CONECTATE CON TU BIENESTAR

CÓDIGO: 4019

AT-01 ASPEN

AYUDA PARA LA MOVILIDAD

Andador Tijera

- CAÑO DE HIERRO 7/8 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 3/4 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 15 x 25 x 0,9
- EMPUÑADURA DE POLIURETANO
- REGATONES DE PVC
- PESO MÁXIMO: 100KG
- PLEGABLE
- REGULABLE EN ALTURA EN SUS PATAS
- COLORES:
Estructura: Peltre
Empuñadura: Negro
Regatones: Negro
- REPUESTOS:
Regatones y Empuñaduras



CANTIDAD X BULTO	CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO DUM 14	ORIGEN
1	4019	AT-01 ASPEN	7790808040195	17790808040192	Argentina
MEDIDAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL				PESO	
Alto: 80 - 99 cm	Ancho: 50 cm	Largo: 31 cm	2,9 kg		
MEDIDAS DE LA UNIDAD CERRADA					
Alto: 50 cm	Ancho: 80-99 cm	Profundidad: 15 cm			

REGISTRADO EN A.N.M.A.T
PM ANMAT: 2335-2

GARANTÍA
1
AÑO