

ASPEN

CONECTATE CON TU BIENESTAR

CÓDIGO: 4024

IPREF-05 ASPEN

AYUDA PARA BAÑO

Inodoro Portátil Reforzado CON RESPALDO

- CAÑO DE HIERRO 1" x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 7/8 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 30 x 15 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 20 x 20 x 0,9
- REGATONES DE PVC
- ASIENTO, TABLA DE PLÁSTICO
- BANDEJA DE CONTENCIÓN DESMONTABLE
- PESO MÁXIMO: 150KG
- REGULABLE EN ALTURA EN SUS PATAS
- COLORES:
Estructura: Blanco
Asiento: Blanco
Regatones: Negro
- REPUESTOS:
Asiento y Regatones



CANTIDAD X BULTO	CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO DUM 14	ORIGEN
1	4024	IPREF-05 ASPEN	7790808040249	17790808040246	Argentina
MEDIDAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL				PESO	
Alto: 90-97 cm	Ancho: 60 cm	Largo: 37 cm	6 kg		

REGISTRADO EN A.N.M.A.T
PM ANMAT: 2335-4

GARANTÍA
1
AÑO