

# ASPEN

CONECTATE CON TU BIENESTAR

CÓDIGO: 4022

**IP-03 ASPEN**

AYUDA PARA EL BAÑO

## Inodoro Portátil SIN RESPALDO

- CAÑO DE HIERRO 7/8 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 30 x 15 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 20 x 20 x 0,9
- REGATONES DE PVC
- ASIENTO, TABLA PLÁSTICA
- BANDEJA DE CONTENCIÓN DESMONTABLE
- PESO MÁXIMO: 100KG
- REGULABLE EN ALTURA EN SUS PATAS
- COLORES:  
Estructura: Blanco  
Asiento: Blanco  
Regatones: Negro
- REPUESTOS:  
Asiento y Regatones



CANTIDAD X BULTO	CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO DUM 14	ORIGEN
1	4022	IP-03 ASPEN	7790808040225	17790808040222	Argentina
MEDIDAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL				PESO	
Alto: 68-86 cm	Ancho: 53 cm	Largo: 37 cm	4 kg		
DIMENSIONES DE LA UNIDAD CERRADA					
Alto: 50 cm	Ancho: 68-86 cm	Profundidad: 53cm			

REGISTRADO EN A.N.M.A.T  
PM ANMAT: 2335-4

GARANTÍA  
**1**  
AÑO