

# ASPEN

CONECTATE CON TU BIENESTAR

CÓDIGO: 4020

**ATR-02 ASPEN**

**AYUDA PARA LA MOVILIDAD**

## Andador Tijera CON RUEDAS

- CAÑO DE HIERRO 7/8 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 3/4 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 15 x 25 x 0,9
- EMPUÑADURA DE POLIURETANO
- REGATONES DE PVC
- RUEDAS MACIZAS (RESISTENTES) DE 13 CM DIÁMETRO
- REGULABLE EN ALTURA EN SUS PATAS
- PESO MÁXIMO: 100KG
- PLEGABLE PARA FÁCIL TRANSPORTE Y GUARDADO
- COLORES:  
Estructura: Peltre  
Empuñadura: Negro  
Regatones: Negro
- REPUESTOS:  
Regatones, Empuñadura y Ruedas



| CANTIDAD X BULTO                      | CÓDIGO | MODELO          | CÓDIGO EAN    | CÓDIGO DUM 14      | ORIGEN    |
|---------------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|
| 1                                     | 4020   | ATR-02 ASPEN    | 7790808040201 | 17790808040208     | Argentina |
| <b>MEDIDAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL</b> |        |                 |               | <b>PESO</b>        |           |
| Alto: 80-99 cm                        |        | Ancho: 50 cm    |               | Largo: 42 cm       |           |
| 2,9 kg                                |        |                 |               |                    |           |
| <b>MEDIDAS DE LA UNIDAD CERRADA</b>   |        |                 |               |                    |           |
| Alto: 50 cm                           |        | Ancho: 80-99 cm |               | Profundidad: 20 cm |           |

**REGISTRADO EN A.N.M.A.T**  
**PM ANMAT: 2335-2**

**GARANTÍA**  
**1**  
**AÑO**