

# ASPEN

CONECTATE CON TU BIENESTAR

CÓDIGO: 4023

**IPR-04 ASPEN**

**AYUDA PARA EL NBAÑO**

## Inodoro Portátil CON RESPALDO

- CAÑO DE HIERRO 1" x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 7/8 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 30 x 15 x 0,9
- CAÑO DE HIERRO 20 x 20 x 0,9
- REGATONES DE PVC
- ASIENTO, TABLA PLÁSTICA
- BANDEJA DE CONTENCIÓN DESMONTABLE
- PESO MÁXIMO: 100KG
- REGULABLE EN ALTURA EN SUS PATAS
- **COLORES:**  
Estructura: Blanco  
Asiento: Blanco  
Regatones: Negro
- **REPUESTOS:**  
Asiento y Regatones



CANTIDAD X BULTO	CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO DUM 14	ORIGEN
1	4023	IPR-04 ASPEN	7790808040232	17790808040239	Argentina
MEDIDAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL				PESO	
Alto: 82-92 cm	Ancho: 53 cm	Largo: 38 cm	4,6 kg		
DIMENSIONES DE LA UNIDAD CERRADA					
Alto: 50 cm	Ancho: 82-92 cm	Profundidad: 53 cm			

**REGISTRADO EN A.N.M.A.T**  
**PM ANMAT: 2335-4**

**GARANTÍA**  
**1**  
**AÑO**