





TABLA DE SUTURAS

SUTURAS ABSORBIBLES

Todo paciente merece la mejor protección.

		SUTURA	MATERIAL	CALIBRE	USOS FRECUENTES	PERFIL DE RETENCIÓN DE FUERZA TENSIL IN VIVO (BSR) ¹	TIEMPO DE ABSORCIÓN ²		
SINTÉTICA	SUTURAS ANTIBACTERIANAS	MONOCRYL® Plus							
		Sutura	Antibacteriana	6/0	Aproximación de tejidos blandos:	INCOLORO	VIOLETA	91-119 días	
		Antibacteriana	Monofilamento	hasta 1	· Piel · Útero · Peritoneo	50% a 60% en 1 semana	60% a 70% en 1 semana		
		(Poliglecaprona 25)	Incoloro & Violeta		· Ligaduras · Vagina · Intestino delgado	20% a 30% en 2 semanas	30% a 40% en 2 semanas		
		Coated VICRYL® Plus							
		Sutura	Antibacteriana	5/0	Aproximación de tejidos blandos:	75% en 2 semanas ³	56-70 días		
		Antibacteriana	Trenzada	hasta 2	· Ligaduras · Intestino delgado	50% en 3 semanas ³			
		(Poliglactina 910)	Incoloro & Violeta		· Cierre general · Cirugía ortopédica	25% en 4 semanas ³			
		PDS® Plus							
		Sutura	Antibacteriana	6/0	Aproximación de tejidos blandos:	4/0 Y MENOR	3/0 Y MAYOR	182-238 días	
		Antibacteriana	Monofilamento	hasta 1	· Cierre de la pared abdominal 60% en 2 semanas	80% en 2 semanas			
		(Polidioxanona)	Incoloro & Violeta		· Anastomosis de vasos sanguíneos 40% en 4 semanas	70% en 4 semanas			
					· Procedimientos Pediátricos 35% en 6 semanas	60% en 6 semanas			
					· Cardiovasculares y Oftálmicos, excepto en contacto con la córnea o sclera				
					· Pacientes con condiciones de cicatrización comprometida · Cirugía ortopédica				
		Coated VICRYL RAPIDE®							
		Sutura	Trenzada	8/0	Piel y mucosa:	50% en 5 días	42 días		
		(Poliglactina 910)	Incoloro	hasta 1	· Episotomías · Fimosis · Ligaduras	0% en 14 días			
					· Mucosa oral · Piel · Vejiga urinaria				



1 - BSR= "Breaking Strength Retention": fuerza tensil de la sutura in vivo
 2 - Tiempo necesario para que la sutura se disuelva, sin dejar rastros en el tejido
 3 - Calibres 6/0 hasta 1

MONOCRYL PLUS (Sutura absorbible sintética antibacteriana) - Registro No. COFEPRIS: 0942C2007 • VICRYL PLUS, Registro No. COFEPRIS: 0834C2003 • PDS Plus Sutura absorbible sintética antibacteriana - Registro No. COFEPRIS: 1118C2009 • Sutura Quirúrgica Vicryl Rapid/Vicryl Rapide - Registro No. COFEPRIS: 0633C95
 • VICRYL RAPIDE SUTURE - Cofepris number - 0633C95 • SUTURA ANTIBACTERIAL MONOCRYL PLUS - INVIMA 2007 DM - 0000529 • SUTURA VICRYL PLUS ANTIBACTERIAL - INVIMA 2014 DM - 0002230 - R1 • SUTURA ANTIBACTERIANA SINTETICA ABSORBIBLE PDS PLUS ANTIBACTERIAL - INVIMA 2008 DM - 0001873
 • VICRYL SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLE - INVIMA 2007 DM - 0000908 - R2 • VICRYL RAPIDE SUTURE - INVIMA 2007 DM - 0000908 - R2

TABLA DE SUTURAS

SUTURAS **ABSORBIBLES**

Todo paciente merece la mejor protección.

	SUTURA	MATERIAL	CALIBRE	USOS FRECUENTES	PERFIL DE RETENCIÓN DE FUERZA TENSIL IN VIVO (BSR) ¹	TIEMPO DE ABSORCIÓN ²	
SINTÉTICA	MONOCRYL*	Monofilamento	6/0	Aproximación de tejidos blandos:	INCOLORO	VIOLETA	91-119 días
	Sutura (Poliglicaprona 25)	Incoloro & Violeta	hasta 1	· Piel · Peritoneo · Vagina · Ligaduras · Útero · Intestino delgado	50% a 60% en 1 semana 20% a 30% en 2 semanas	60% a 70% en 1 semana 30% a 40% en 2 semanas	
	VICRYL*	Trenzada	8/0	Aproximación de tejidos blandos:	75% en 2 semanas ³	56-70 días	
	Sutura (Poliglactina 910)	Incoloro & Violeta	hasta 1	· Ligaduras · Intestino delgado · Cierre general · Cirugía ortopédica	50% en 3 semanas ³ 25% en 4 semanas ³		
		Monofilamento	10/0	· Cirugía Oftálmica	75% en 2 semanas	56-70 días	
		Violeta	hasta 9/0		40% en 3 semanas		
	PDS* II	Monofilamento	7/0	Aproximación de tejidos blandos:	4/0 Y MENOR	3/0 Y MAYOR	182-238 días
	Sutura (Polidioxanona)	Incoloro & Violeta	hasta 2	· Cierre de la pared abdominal · Anastomosis de vasos sanguíneos · Procedimientos Pediátricos Cardiovasculares y Oftálmicos · Pacientes con problemas de cicatrización · Cirugía Oftálmica · Cirugía Ortopédica	60% en 2 semanas 80% en 2 semanas 40% en 4 semanas 35% en 6 semanas	70% en 4 semanas 60% en 6 semanas	
NATURAL	Sutura quirúrgica de CATGUT CRÓMICO	Monofilamento (Virtual) Beige	6/0 hasta 2	Aproximación de tejidos blandos: · Ligaduras · Ortopédica · Intestino · Cierre General · Oftálmica	21-28días ³		90 días
	Sutura quirúrgica de CATGUT SIMPLE	Monofilamento (Virtual) Amarillo	6/0 hasta 2	Aproximación de tejidos blandos: · Ligaduras · Útero · Vagina · Cierre General · Intestino · Oftálmica · Peritoneo	7-10 días		70 días

1 - BSR= "Breaking Strength Retention": fuerza tensil de la sutura in vivo
2 - Tiempo necesario para que la sutura se disuelva, sin dejar rastros en el tejido
3 - Calibres 6/0 hasta 1

© ETHICON*, Inc. 2009
*Marca Registrada

0 10 20 30 40 50
RETENCIÓN DE LA FUERZA TENSIL (DÍAS)

MONOCRYL SUTURE - Cofepris number approval 165C94 • VICRYL SUTURE - Cofepris approval number 87002 • PDS II SUTURE - Cofepris approval number 0972C2008 • INVIMA 2016 DM - 0015060 • CATGUT CHROMIC SUTURE - Cofepris approval number - 29207 • INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4 • CATGUT PLAIN SUTURE - Cofepris approval number 29206 • MONOCRYL SUTURE - INVIMA 2006 DM - 0000197 - R1 • VICRYL SUTURE - INVIMA 2007 DM - 0000908 - R2 • PDS II SUTURE - INVIMA 2016 DM - 0015060 • CATGUT CHROMIC SUTURE - INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4 • CATGUT PLAIN SUTURE - INVIMA 2010 DM - 000273 - R3

TABLA DE SUTURAS

SUTURAS NO ABSORBIBLES

Todo paciente merece la mejor protección.

	SUTURA	MATERIAL	CALIBRE	USOS FRECUENTES	PERFIL DE RETENCIÓN DE FUERZA TENSIL IN VIVO (BSR ¹)	
SINTÉTICA	PROLENE*					
	Sutura de Polipropileno	Monofilamento azul	10/0 hasta 2	Para aproximación y/o ligadura de tejidos incluyendo uso en procedimientos: · Cardiovasculares · Oftálmicos · Neurológicos	Indefinida	
	ETHIBOND* EXCEL					
	Sutura de Poliéster	Trenzada Verde/Blanca	7/0 hasta 2.5	Para aproximación y/o ligadura de tejidos incluyendo uso en procedimientos: · Cardiovasculares · Oftálmicos · Neurológicos	Indefinida	
	ETHILON*					
	Sutura de Nylon	Monofilamento Negro/Incoloro	11/0 hasta 2	Para aproximación y/o ligadura de tejidos incluyendo uso en procedimientos: · Cardiovasculares · Oftálmicos · Neurológicos	Pérdida gradual de la fuerza tensil a través del tiempo	
NATURAL	MERSILENE*					
	Sutura de Fibra de Poliéster	Trenzada Verde/Blanca Monofilamento verde	6/0 hasta 1 11/0 hasta 10/0	Para aproximación y/o ligadura de tejidos incluyendo uso en procedimientos: · Cardiovasculares · Oftálmicos · Neurológicos	Indefinida	 
	NUROLON*					
	Sutura de Nylon	Trenzada Negra	6/0 hasta 1	Para aproximación y/o ligadura de tejidos incluyendo uso en procedimientos: · Cardiovasculares · Oftálmicos · Neurológicos	Pérdida gradual de la fuerza tensil a través del tiempo	
NATURAL	Sutura de					
	ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO	Monofilamento Plata Metálica	5/0 hasta 7	Para aproximación y/o ligadura de tejidos incluyendo uso en procedimientos: · Procedimientos ortopédicos, incluyendo cerclaje y reparación de tendones · Cierre de heridas abdominales · Cierre del Esternón	Indefinida	
NATURAL	PERMA-HAND*					
	Sutura de Seda	Trenzada Blanca/Negra	7/0 hasta 2.5	Aproximación General de tejidos blandos y/o ligamentos: · Cardiovasculares · Oftálmicos · Neurológicos	Indefinida	

© Johnson & Johnson de Colombia S.A., 2017. 1 - BSR= "Breaking Strength Retention": fuerza tensil de la sutura in vivo

PROLENE SUTURE - Cofepris approval number 206E81 • ETHIBOND EXCEL SUTURE - Cofepris approval number 75486, 0340C2006 • ETHILON SUTURE - Cofepris approval number 31460 • MERSILENE SUTURE - Cofepris approval number 73897, 74328 • PROLENE SUTURE - INVIMA 2007 DM - 0000847 - R2 • ETHIBOND EXCEL SUTURE - INVIMA 2007 DM - 0000909 - R2; INVIMA 2010 DM - 00128 - R3 • ETHILON SUTURE - INVIMA 2007 DM - 0000907 - R3 NUROLON SUTURE INVIMA V - 000179 - R3

Elaborado en: 02/2017
067015-170208

Contenido destinado a profesionales de la salud.

En Argentina: Johnson & Johnson Medical S.A. Mendoza 1259. Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina. CP: C1428DJG • **En Caribe:** Johnson & Johnson Medical Caribbean Suite 200, Office 2130 Street C #475 Guaynabo, PR 00969 • **En Chile:** Johnson & Johnson de Chile S.A. Avenida Presidente Kennedy, 5454 - Piso 12. Vitacura. CP (7630586). Santiago - Chile - 1333. • **En Colombia:** Johnson & Johnson de Colombia S.A. Yumbo-Valle: Calle 15 No. 13-146 ACOPI. YUMBO- VALLE • **En Costa Rica:** Johnson & Johnson de Costa Rica, S.A. Oficentro La Virgen, Edificio B, Oficina 01, 100 mts Oeste de Faco la Uruca. San José, Costa Rica. • **En República Dominicana:** Johnson & Johnson Republica Dominicana, SAS. Ave. John Kennedy #10. Edificio Perellano y Herrera, 3er. Piso, Sector Miraflores. Santo Domingo, Republica Dominicana. • **En Ecuador:** Johnson & Johnson del Ecuador S.A. Edificio Corporativo II de la MZ 275 de Parque Empresarial Colon. Frente a Av. Rodríguez Chávez González, entre las urbanizaciones Urdesa Norte y Urdenor. Oficinas # 502, 504 5º piso. Zip code 170515. Guayaquil - Ecuador. • **En Guatemala:** Johnson & Johnson Guatemala, S.A. 26 Avenida 5-90 Zona 11. Plaza Via Majadas, 2do. Nivel Local No. 201. Parque Comercial Las Majadas Guatemala Ciudad 01011 - Guatemala - Guatemala. • **En Mexico:** Johnson & Johnson de Mexico, S.A.de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, 1er Piso. Colonia Zedec - Santa Fe. Deleg. Alvaro Obregón, CP 01210 - Mexico D.F. - Mexico. Teléfono: 55-1105-8100. • **En Panama, El Salvador, Honduras y Nicaragua:** Ethnor del Istmo, S.A. Complejo Business Park, entre Ave La Rotonda y Ave Principal, Edificio Sur, Piso 1, Costa del Este, Republic of Panama - Panama. PO Box 0835-00241. • **En Peru:** Johnson & Johnson del Peru S.A. Av. Canaval y Moreyra, No. 480, Piso 9+13. San Isidro. Lima 27, Peru. • **En Puerto Rico:** Johnson & Johnson Medical Caribbean, Suite 200, 475 Calle C. Guaynabo, PR 00969 • **En Uruguay:** Johnson & Johnson de Uruguay S.A. Edificio Art Carrasco Business. Av. Italia 7519 - Oficina 301. CP 11500 Montevideo-Uruguay. • **En Venezuela:** Johnson & Johnson Medical, S.C.S. Avd. Rómulo Gallegos - Edif. Johnson & Johnson, Piso 8. Los Dos Caminos - 1071. Caracas, Venezuela. • **En Jamaica:** Johnson & Johnson Jamaica. 30A Westminster Road. Kingston 10, Jamaica.