

COMPATIBILITEIT MOBIEL APPARAAT EN BESTURINGSSYSTEEM

Populaire mobiele apparaten en besturingssystemen worden regelmatig getest om de NFC (Near Field Communication)-scanprestaties, Bluetooth-connectiviteit en app-compatibiliteit met sensoren te evalueren. We raden u aan om deze handleiding te controleren voordat u een nieuwe versie van het besturingssysteem van uw telefoon installeert of voordat u de app met een nieuwe telefoon gaat gebruiken.

Aanbevolen app, apparaat en besturingssystemen

APP/VERSIE	APPARAAT	BESTURINGS-SYSTEEM
FreeStyle LibreLink (versie 2.5.3)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 Mini, SE (2020)	iOS: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.0, 14.1, 14.2, 14.2.1, 14.5.1, 14.6 Android: 7.1, 8, 9, 10, 11
	Samsung Galaxy Note 8, S7 Edge, S8, S8+, S9, S10	
	Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL	
	LG Nexus 5X	
FreeStyle LibreLink (versie 2.5.2)	Samsung Galaxy S7 Edge, S8, S8+, S9, S10	Android: 8, 9, 10
	Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL	
	LG Nexus 5X	
FreeStyle LibreLink (versie 2.5.1)	iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max	iOS: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6
FreeStyle LibreLink** (versie 2.2.2) <small>**Deze versie is alleen beschikbaar in enkele Latijns-Amerikaanse landen.</small>	Samsung Galaxy S5, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9	Android: 5, 6, 7, 8, 9, 10
	Google Pixel, Pixel 2, Pixel 2 XL	
	Nexus 5X, 6P	
	OnePlus 5T	

Deze tabel wordt bijgewerkt wanneer er in de toekomst andere apparaten en besturingssystemen worden geëvalueerd. Voor andere dan de vermelde apparaten en besturingssystemen heeft Abbott Diabetes Care de compatibiliteit niet geëvalueerd. Gekraakte apparaten en bèta-versies van besturingssystemen worden niet geëvalueerd of ondersteund.