



Veiligheidsinstructies en productspecificaties

*Zorg ervoor dat u de volgende informatie hieronder leest, voordat u uw AYO-apparaat gebruikt:*

Ga naar [www.goayo.nl](http://www.goayo.nl) om onze gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid te lezen.

Ga naar [www.goayo.nl](http://www.goayo.nl) om ons retour- en garantiebeleid te lezen.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

### LEES ALLE INSTRUCTIES, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN, VOORDAT U UW AYO-APPARAAT GEBRUIKT

AYO is een geavanceerde mobiele technologie die gebruikers een mobiele en persoonlijke lichtervaring biedt. **AYO is geen medisch hulpmiddel** en is niet bedoeld om een ziekte of medische aandoening te genezen, behandelen of diagnosticeren. Het effect van AYO's technologie kan variëren, afhankelijk van de individuele toepassing en de gebruiksduur. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de productinformatie vormen geen medisch advies en kunnen het raadplegen van een arts niet vervangen. We raden u aan medisch advies in te winnen, voordat u de technologie van AYO gebruikt, als u niet zeker bent van de mogelijke interactie met medicijnen, medische aandoeningen of ziekten.

De AYO-technologie moet worden gebruikt in strikte overeenstemming met de instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de productdoos.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of schade.

## WAARSCHUWINGEN

Kinderen jonger dan 4 jaar moeten te allen tijde uit de buurt van het AYO-apparaat worden gehouden.

### De AYO-technologie wordt niet aanbevolen voor gebruik door:

- Kinderen jonger dan 18 jaar zonder toezicht van een volwassene.
- Personen met lichtgevoeligheid, epilepsie of een voorgeschiedenis van epileptische aanvallen.
- Personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring en/of kennis om een dergelijk apparaat te bedienen.

### Raadpleeg een arts voordat u de AYO-technologie gebruikt:

- Als u lijdt aan een bipolaire stoornis (manie-depressie), SAD (seizoensgebonden affectieve stoornis) of als u een voorgeschiedenis heeft van oogziekte in de familie;
- Als u een oogziekte heeft (glaucoom, retinitis of retinopathie, of maculaire degeneratie);
- Als u fotosensibiliserende medicijnen gebruikt, omdat licht de effectiviteit van sommige medicijnen kan veranderen (bijv. antibiotica, antihistaminica, chemotherapiemedicijnen, hart-, diabetes- en huidmedicatie, enz.).

**STOP MET HET GEBRUIK VAN HET AYO-apparaat** als u ongemak ervaart zoals hoofdpijn, droge mond, vermoeide ogen, misselijkheid of hyperactiviteit. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen mild en van voorbijgaande aard, dus u kunt het apparaat binnen enkele dagen proberen weer te gebruiken. Als de bijwerkingen aanhouden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts voor advies.

Zoals bij elke intense lichtbron, kijk **NIET** rechtstreeks in de lichtbron zelf.

**GEBRUIK** het AYO-apparaat **NIET** langer dan 1 uur per dag. Daarnaast kan het gebruik van AYO voor het slapengaan of tijdens uw biologische nacht uw slaap beïnvloeden (slaaptiming, slaapkwaliteit en vermogen om in slaap te vallen).

**LAAD** het AYO-apparaat **NIET OP** met iets anders dan de meegeleverde oplaadkabel. Gebruik nooit beschadigde of versleten snoeren of stekkers, aangezien dit elektrische schokken, brandwonden en/of brand tot gevolg kan hebben.

Het AYO-apparaat **NIET GEBRUIKEN** als het beschadigd is of op enigerlei wijze niet goed werkt en neem contact op met uw verkoper voor hulp.

Stel het AYO-apparaat **NIET** bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht en **GEBRUIK** het **NIET** in de buurt van warmtebronnen en apparaten. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuur. De AYO lichttherapiebril heeft een interne oplaadbare batterij en batterijen kunnen soms oververhit raken, waardoor brand of barsten kunnen ontstaan.

Houd het AYO-apparaat droog. Opslagruimten moeten droog zijn. **NIET** onderdompelen in of blootstellen aan water of vocht (bijvoorbeeld niet gebruiken in het bad, zwembad, enz.).

**NIET GEBRUIKEN** in situaties waarin het apparaat of de lichtstimulatie uw vermogen om essentiële taken uit te voeren in gevaar kunnen brengen of u of andere personen het risico op letsel kunnen opleveren, zoals het besturen van een voertuig of het bedienen van machines.

Open of wijzig het AYO-apparaat **NIET**. Het wijzigen van een kenmerk van het oorspronkelijke ontwerp (mechanica, elektronica, software, enz.) kan leiden tot storingen, verlies van functionaliteit en zelfs tot een gecompromitteerde productveiligheid. Elke wijziging van het AYO-apparaat leidt tot volledig verlies van garantie en verantwoordelijkheid door de fabrikant.

## WAARSCHUWINGEN

Als u het apparaat voor een langere periode niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het **volledig oplaadt** voordat u het opbergt om de batterij **gezond** te houden. Het is aan te raden om uw apparaat **ten minste één keer per maand op te laden** wanneer het niet in gebruik is, voor optimale operationele prestaties en batterijstatus.

Laat het AYO-apparaat ten minste 1 uur rusten, nadat het van een koude naar een warme omgeving is verplaatst, om het risico op condensatie van water in het apparaat te verkleinen.

Vermijd het toepassen van mechanische belasting op de lichttherapiebril, zoals het spannen of buigen van de poten van het apparaat of het uitoefenen van enige vorm van kracht.

**GEBRUIK** het AYO-apparaat **NIET** over de borst, nek of rond de mond.

**GEBRUIK** het AYO-apparaat **NIET** terwijl u een bril draagt met een fotochromatische of getinte glazen.

V voorkom dat het AYO-apparaat in contact komt met chemicaliën (zoals haarlak). Reinig door af te vegen met een droge doek, vermijd het lichtgenererende gebied.

Als u het apparaat met iemand deelt, let dan op de hygiëne van het AYO-apparaat.

*De fabrikant geeft geen en wijst alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk, of wettelijk met betrekking tot de AYO-technologie en het apparaat, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of met betrekking tot producteffectiviteit, efficiëntie, prestatie en verbetering. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving is de fabrikant niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade of verlies (inclusief winst- of bedrijfsverlies) die voortvloeit uit of in verband staat met met de verkoop, het gebruik, het misbruik of eventuele defecten van de AYO-technologie en het apparaat volgens een of andere theorie, of: contractbreuk, scherp (inclusief aansprakelijkheid bij nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, ongeacht of een dergelijk verlies of dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was, en in geen geval hoger is dan de oorspronkelijke aankoop prijs van het apparaat. Indien enige voorwaarde onder deze clause als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een vervangende term geacht te zijn ingevoegd die niet onwettig is en die het best de betekenis van de ongeldige term en de wettigheid of afdwingbaarheid van de overige voorwaarden worden niet beïnvloed of aangetaast. Dezelfde rechtsgebieden staan uitsluiting of beperking van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing in die rechtsgebieden.*

## **ONDERHOUD EN GARANTIE**

Laat al het onderhoud aan het AYO-apparaat over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het AYO-apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals:

- Als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht;
- Als het apparaat niet normaal werkt wanneer de bedieningsinstructies worden gevolgd;
- Als het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.

De fabrikant garandeert de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van dit apparaat alleen onder de volgende voorwaarden:

- Installatie, uitbreiding, aanpassing, wijziging of reparatie worden uitgevoerd door de fabrikant of door bevoegd personeel;
- Het apparaat wordt strikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing gebruikt.

Om uw garantie geldig te laten zijn, moet het AYO-apparaat altijd worden bewaard, wanneer het niet wordt gebruikt, in de AYO-case om het te beschermen tegen hitte, vochtigheid en onbedoeld breken.

## **VEILIGHEID EN NALEIVING**

Hierbij bevestigen wij dat de hierboven beschreven producten voldoen aan de volgende richtlijnen:

### **EUROPA**

CE EMC EN 55014, EN 61000-4-3

AYO is geclassificeerd als een apparaat dat veilig is voor de ogen in overeenstemming met de internationale norm IEC 62471.

Richtlijn 2014/30/EU (EMC) EN

55014-12006 +A2 2011

EN 55014-22015

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)

IEC 623212008

IEC 62321-3-12013

IEC 62321-4 2013

IEC 62321-52013

### **Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU**

EN 624792010

EN 3003282015

EN 301489-12011

EN 301489-17 2012

De hierboven beschreven producten voldoen aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 08/06/2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

### **US**

FCC-titel 47, hoofdstuk 1, deel 15, klasse B

FCC VOC

47 CFR DEEL 15 OKT, 2016, Klasse B

ANSI C 6342014

### **CANADA**

Industrie Canada (IC):

ICES-003 uitgave 6, Januari 2016, Klasse B ANSI C63.4:2014

Naarmate het product evolueert en zich uitbreidt naar nieuwe markten, wordt de huidige lijst met certificeringen die AYO heeft behaald, voortdurend uitgebreid. Neem voor een volledige lijst met certificeringen contact met ons op via [support@goayo.com](mailto:support@goayo.com).

## RECYCLING

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn **2012/19/EU WEEE**. Het AYO-apparaat mag niet worden weggegooid met het huisvuil, maar moet worden gerecycled bij de daarvoor bestemde inzamelpunten voor elektrische en elektronische apparatuur/afval.

Dit product is mogelijk niet in alle landen wereldwijd verkrijgbaar. Het is mogelijk niet goedgekeurd of goedgekeurd door de relevante regelgevende instanties van de overheid in elk land waar het wordt gebruikt.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Maat:

AYO lichttherapiebril: 155x 65 x 23 mm (6.1 x2.6 x 0.9 in), one-size-fits-all  
AYO beschermstandaard: 173 x 80 x 65 mm (6.8 x 3.1 x 2.6 in)

### Gewicht:

AYO lichttherapiebril: 35 grams (1.2 ounces)  
AYO beschermstandaard: 180 grams (6.3 ounces)

### Verlichting:

4 Light-emitting diodes (LEDs), AYO lichtdiffusie-technologie

### Eigenschappen licht:

Dominante golflengte Ca. 470 nm +/- 2nm UV- en IR-vrij licht  
Halve piek bandbreedte 22nm  
Typische straling Ca. 150 qW/cm2

### Lichtpuls:

1,000Hz

### Levensduur:

>10,000 hours

### Accu:

Geïntegreerde oplaadbare Li-ion-polymeerbatterij, 3,7 V, 110 mAh

### Batterijduur:

Tot 140 minuten / 7 sessies

Oplaatijd (0% tot 100% capaciteit): Circa 3 uur

### Omgevingstemperatuur (werking):

Temperatuur 0 - 40C (32 -104F)

## JURIDISCHE OPMERKING:

C) Copyright 2022 Novalogy Inc.

AYO is een handelsmerk van Novalogy LTD

www.goayo.com is eigendom van Novalogy Inc.

Novalogie Inc.

340 S LEMON AVE #8535

WALNUT, CA 91789

VERENIGDE

STATEN

info@goayo.com

*Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. App Store en het App Store-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.*

*De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van Novalogy worden uiteengezet in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie. Novalogy niet aansprakelijk voor technische/ of redactionele fouten of weglatingen in dit document.*

Eerste editie:

Juni 2022