


TRITON

by INMODE

任何肤色都能舒适而高效的使用



激光脱毛

TRITON


by INMODE



治疗前

治疗后


5次治疗-Stephen Mulholland, MD



治疗前

治疗后

2次治疗-Maria Shusterman, RN



治疗前

治疗后

3次治疗-Maria Shusterman, RN



治疗前

治疗后

5次治疗-Stephen Mulholland, MD

[InMode Australia](#) [InMode_Australia](#) [InModeAustralia](#)

INFO@INMODE.COM.AU | INMODE.COM.AU


INMODE
aesthetic solutions

TRITON

腿部治疗仅需20-30分钟

TRITON的工作原理？

治疗过程中会有最为常见的脱毛光（二极管、变石或YAG）穿过皮肤，抵达毛囊。穿透的能量会加热毛发根部，从而预防未来毛发再次长出。

TRITON脱毛技术的优势是什么？

与传统方法（蜜蜡、剃须、漂白或使用脱毛膏）不同，Triton激光脱毛技术作用于问题根源，而不是提供临时解决方案。传统方法需要连续的治疗，Triton则只需要几个疗程，便可减少毛发生长，带来光滑无毛的皮肤。Triton是首个也是唯一获得FDA批准的，能够在脱毛机器上同时发射多种波长电磁波的设备。

告别多余毛发

“我的治疗刚好在一次旅行开始前完成，再也不用每天剃毛了，我感觉十分自由。这下，我再也不会为自己的皮肤而感到害羞了。”

- JENNIFER, 接受治疗者



TRITON应用了哪些技术？

Triton能够发射多种波长的脱毛能量，可同时处理各类脱毛问题。这就确保了Triton将是满足患者个人脱毛需求的最佳解决方案。

一切的脱毛问题都可通过这一创新、有效而独特的治疗方法解决：

- 浅色毛发和皮肤
- 深色毛发和皮肤
- 细毛或粗毛
- 中等肤色或厚度
- 顽固毛发
- 需要快速治疗的大片身体区域
- 小型敏感区域

必要的治疗次数？

每次治疗都会减少毛发数量，四到六次治疗后即可看到效果。根据毛发颜色、类型、身体区域以及肤色的不同，所需要的治疗次数也会不同。

为什么我需要进行多次治疗才能移除毛发？

激光脱毛技术效果最好的阶段便是毛囊的成熟阶段。不过，任何时候您的毛发均处于不同的生长阶段。所以通过多次治疗，您将可确保在最合适的时间永久性摧毁目标毛发。

- ✓ 手臂
- ✓ 手臂下方
- ✓ 胸部
- ✓ 比基尼线
- ✓ 腿部

咨询供应商以查看Triton是否适合您