



TIPPS ZUR  
PFLEGE IHRER  
ABSAUGANLAGE

TIPS FOR  
MAINTAINING YOUR  
SUCTION SYSTEM

## OroCup

Pflegesystem  
Care system  
Système d'entretien  
Ergoflacon



# So lebt Ihre Anlage länger:

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Absauganlage von Dürr Dental entschieden haben. Für einen langen Werterhalt empfehlen wir unser Pflegesystem bestehend aus OroCup, Orotol® plus und unserem Sauganlagen-Spezialreiniger MD 555 cleaner. Die Produkte aus der Dürr System-Hygiene erhalten Sie bei Ihrem Dental-Depot.



Mit Orotol® plus und MD 555 cleaner  
With Orotol® plus and MD 555 cleaner



Abscheidebehälter,  
schlammfrei

Deposit container,  
no sludge



Zentrifugentrommel  
läuft rund - ohne Schlamm

Centrifuge drum runs cleanly  
and without sludge



Zentrifugengehäuse - Verkrustungen  
sind hier ausgeschlossen

Centrifuge housing -  
no incrustation possible

# So your system lives longer:

Thank you for choosing a suction system from Dürr Dental. To maintain the value of your new suction system we recommend our care system consisting of the OroCup, the disinfection Orotol® plus and the MD 555 cleaner for special cleaning. You can order these products out of the Dürr System Hygiene directly with your dental dealer.

## Orotol® plus

täglich  
daily



## MD 555 cleaner

wöchentlich  
weekly



Animation

Ohne Orotol® plus und MD 555 cleaner  
Without Orotol® plus and MD 555 cleaner



Abscheidebehälter,  
voller Schlamm

Deposit container,  
sludged up



Zentrifugentrommel, durch Schlamm  
in der Leistung beeinträchtigt

Centrifuge drum has restricted  
performance due to build-up of sludge



Zentrifugegehäuse verkrustet -  
Totalausfall der Saugmaschine

Centrifuge housing, incrustated -  
total failure of suction unit



bis zu 20%  
Rabatt  
up to 20%  
off

## DAS PERFEKTE PFLEGESYSTEM FÜR IHRE SAUGANLAGE!

Wir haben für Sie ein spezielles Orotol® Basisset zusammengestellt:

- 2,5 l Orotol® plus Sauganlagen-Desinfektion
- 2,5 l MD 555 cleaner Spezialreiniger
- 800 ml MD 550 Mundspülbecken-Reiniger
- 1 OroCup Pflegesystem

Bestellen Sie Ihr Orotol® Basisset zum Vorzugspreis gleich bei Ihrem Dental-Depot!

## THE PERFECT CARE SYSTEM FOR YOUR SUCTION UNIT!

For you we assembled a special Orotol® basic set:

- 2.5 l Orotol® plus suction unit disinfection
- 2.5 l MD 555 cleaner special cleaning
- 800 ml MD 550 spittoon bowl cleaner
- 1 OroCup care system

Order your Orotol® basic set for a special price with your dental dealer now!



P007-664-01/DG-BD/10/01/C7  
Technische Änderungen vorbehalten/Subject to change without notice

DÜRR DENTAL AG  
Höpfigheimer Strasse 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
[www.duerr.de](http://www.duerr.de)  
[info@duerr.de](mailto:info@duerr.de)

 **DÜRR  
DENTAL**