

INSTRUCTIONS D'UTILISATION





Pour commencer

- Retirer le film de protection à l'intérieur du masque.
- Déballez le masque avec prudence, deux embouts en silicone (afin d'ajuster les élastiques) sont à l'intérieur du sachet.



- 1 Utiliser une épingle à cheveux ou un trombone (qu'il faudra déplier).
- 2 Passer l'épingle à cheveux (ou le trombone déplié) entre l'élastique.

avec une épingle à cheveux

avec une trombone






- 3 Faites glisser l'embout jusqu'à l'élastique.
- 4 Retirer l'épingle et ajuster l'élastique.



PROTECTION, CONFIANCE ET ACCESSIBILITÉ

www.masqueinclusif.com

©Copyright Asa Initia. Tous droits réservés.

 @lemasqueinclusif
 @masqueinclusif
 @masqueinclusif