

DIRECT SYSTEM

COMPOSITE



REGULÄRER PREIS: € 283,-
ANGEBOTSPREIS: € 213,-
ERSPARNIS: € 70,- = 25 %

Alle Preise exkl. MwSt.



Kaufen Sie 3 Composite Dentin Refills Ihrer Wahl und erhalten Sie + 1 Composite Enamel Refill + 1 Composite Flow Enamel oder Dentin A1 Refill **kostenlos dazu**.

3 x



+1



+1



INDIKATIONEN

- Restauration aller Kavitätsklassen
- Front- und Seitenzahnrestorationen
- Zahnverfärbungen
- Anatomische Fehlbildungen
- Diastema
- Abrasion & Attrition

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Höchste Ästhetik
- Exzellente Verarbeitungseigenschaften (feste Konsistenz)
- Geringer Schrumpf durch Verwendung von Nano-Technologie
- Einfache Polierbarkeit
- Exzellente physikalische sowie mechanische Eigenschaften
- Sehr gutes Abrasionsverhalten
- Natürliche Fluoreszenz und Opaleszenz
- Antibakterielle Oberfläche durch Zink- und Fluoranteile im Füllstoff

	COMPOSITE	FLOWABLE
Biegefestigkeit	150 MPa	120 MPa
Druckfestigkeit	480 MPa	350 MPa
Biegemodul	12,5 (dentin) - 16 GPa (enamel)	6 GPa
Oberflächenhärte	80 HV	68 HV
Polymerisationsschrumpfung	2,50 %	N.A.

Quelle: Interne Messung edelweiss dentistry
Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten.

NATÜRLICHE SCHICHTTECHNIK/ VITA-FARBSKALA

„... Schichttechnik muss nicht kompliziert sein,
um höchste Ästhetik zu erzielen!“



	3 x COMPOSITE *	+1 COMPOSITE ** (gratis)	+1 FLOWABLE *** (gratis)
A0	○ ○ ○	—	—
A1	○ ○ ○	—	○
A2	○ ○ ○	—	—
A3	○ ○ ○	—	—
A3.5	○ ○ ○	—	—
Universal Enamel	—	⊗	○

* 15 x 0,3 g Tip pro Produktpackung

** 10 x 0,3 g Tip pro Produktpackung

*** 1 x 1,5 g Spritze pro Produktpackung

Name, Adresse:

edelweiss dentistry products gmbh · Smile Center · Dammstraße 68 · 6922 Wolfurt · Austria
Tel. +43 5574 62 890 · Fax: +43 5574 62 890-5 · office@edelweissdentistry.com
www.edelweissdentistry.com