


# Technische Aspekte

## DIRECT SYSTEM PEDIATRIC CROWN



| Größe S - Upper | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| E & F / 51 & 61 | 5,7                  | 5,0                    | 4,9                     |
| D & G / 52 & 62 | 5,1                  | 4,5                    | 4,1                     |
| C & H / 53 & 63 | 7,0                  | 6,5                    | 5,0                     |
| B & I / 54 & 64 | 7,1                  | 8,2                    | 3,8                     |
| A & J / 55 & 65 | 9,3                  | 9,1                    | 3,9                     |

| Größe S - Lower | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| P & O / 81 & 71 | 4,7                  | 4,2                    | 3,8                     |
| Q & N / 82 & 72 | 4,8                  | 4,5                    | 4,2                     |
| R & M / 83 & 73 | 6,3                  | 6,0                    | 4,6                     |
| S & L / 84 & 74 | 8,3                  | 6,6                    | 4,3                     |
| T & K / 85 & 75 | 9,8                  | 8,4                    | 4,2                     |

| Größe M - Upper | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| E & F / 51 & 61 | 6,4                  | 5,6                    | 5,4                     |
| D & G / 52 & 62 | 5,7                  | 5,0                    | 4,6                     |
| C & H / 53 & 63 | 7,7                  | 7,4                    | 5,5                     |
| B & I / 54 & 64 | 7,9                  | 9,0                    | 4,3                     |
| A & J / 55 & 65 | 10,3                 | 10,1                   | 4,4                     |

| Größe M - Lower | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| P & O / 81 & 71 | 5,2                  | 4,7                    | 4,2                     |
| Q & N / 82 & 72 | 5,3                  | 5,0                    | 4,6                     |
| R & M / 83 & 73 | 7,0                  | 6,5                    | 5,0                     |
| S & L / 84 & 74 | 9,2                  | 7,3                    | 4,3                     |
| T & K / 85 & 75 | 10,8                 | 9,4                    | 4,5                     |

| Größe L - Upper | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| E & F / 51 & 61 | 7,0                  | 6,1                    | 6,1                     |
| D & G / 52 & 62 | 6,3                  | 5,5                    | 5,0                     |
| C & H / 53 & 63 | 8,6                  | 8,2                    | 6,1                     |
| B & I / 54 & 64 | 8,7                  | 9,9                    | 4,8                     |
| A & J / 55 & 65 | 11,4                 | 11,1                   | 4,9                     |

| Größe L - Lower | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|-----------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| P & O / 81 & 71 | 5,7                  | 5,2                    | 4,6                     |
| Q & N / 82 & 72 | 5,8                  | 5,5                    | 5,1                     |
| R & M / 83 & 73 | 7,7                  | 7,2                    | 5,6                     |
| S & L / 84 & 74 | 10,3                 | 8,1                    | 5,3                     |
| T & K / 85 & 75 | 11,9                 | 10,3                   | 5,1                     |

| Größe XL - Upper | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| E & F / 51 & 61  | 7,7                  | 6,7                    | 6,7                     |
| D & G / 52 & 62  | 6,9                  | 6,1                    | 5,5                     |
| C & H / 53 & 63  | 9,5                  | 9,0                    | 6,7                     |
| B & I / 54 & 64  | 9,6                  | 10,9                   | 5,3                     |
| A & J / 55 & 65  | 12,5                 | 12,2                   | 5,4                     |

| Größe XL - Lower | mesial - distal<br>A | vestibulär - oral<br>B | inzisal - zervikal<br>C |
|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| P & O / 81 & 71  | 6,3                  | 5,7                    | 5,1                     |
| Q & N / 82 & 72  | 6,4                  | 6,1                    | 5,6                     |
| R & M / 83 & 73  | 8,5                  | 7,9                    | 6,2                     |
| S & L / 84 & 74  | 11,3                 | 8,9                    | 5,8                     |
| T & K / 85 & 75  | 13,1                 | 11,3                   | 5,6                     |