

# Dispoderm<sup>®</sup>

Les micro-canules flexibles


## MICRO CANULES MICRO CANNULAS

### MICRO CANULE POUR INJECTION DE PRODUIT DE COMPLEMENT

- L'extrémité mousse permet une introduction **atraumatique**, réduisant tout risque d'hématome.
- Les canules sont fabriquées en **acier inoxydable** haute qualité de grade médical et ont une surface lisse pour une introduction facile et atraumatique.
- L'embase de la canule à une forme ergonomique pour faciliter la manipulation pendant l'insertion et le retrait avec un code couleur universel en fonction du diamètre de la canule.
- **L'orifice latéral à l'extrémité** de la canule permet d'assurer une injection dirigée du produit et un **marquage sur l'embase** indique la direction de cet orifice.
- **Volume mort réduit à 0.05ml** pour minimiser la perte de produit.
- Méthode de stérilisation: Oxyde d'éthylène.

### MICRO CANNULA FOR FILLER INJECTION

- The **blunt tip** is used for atraumatic introduction, thus reducing risk of hematoma.
- The thin-walled cannulas, made of high quality **stainless steel**, have a smooth surface to ensure **atraumatic** introduction.
- The hub is ergonomically shaped and allows smooth manipulation during insertion and removal of the cannula. It is color coded according to the diameter of the cannula.
- The lateral opening on the tip of the cannula ensures **precise injection** of the product and a **hub marking** to always know the hole direction.
- **Low dead space** (0.05ml) to minimize the loss of injected product.
- Sterilisation method: EO (Ethylene Oxide).



LONGUEUR LENGTH	110mm	90mm	70mm	50mm	40mm	38mm	25mm
GAUGE							
18G= 1,24mm	MI18110KR	MI1890KR	MI1870KR				
21G= 0,81mm			MI2170KR		MI2140KR		
22G= 0,71mm		MI2290KR	MI2270KR	MI2250KR			
23G= 0,63mm			MI2370KR	MI2350KR			
24G= 0,56mm				MI2450KR		MI2438KR	
25G= 0,51mm				MI2550KR			
26G= 0,46mm				MI2650KR		MI2638KR	MI2625KR
27G= 0,41mm					MI2740KR		
30G= 0,31mm							MI3025*

**Conditionnement :** Boîte de 20 stérile (OE)

**Packaging:** Box of 20, sterile



\*embase luer lock standard  
\*standard luer lock hub

Emballage sous blister individuel stérile  
Individual blister packaging

# Dispoderm<sup>®</sup>

Les micro-canules flexibles

## KIT MICRO CANULES KS KE MICRO CANNULAS




### KS = Canule plus rigide (kit)

Permet un meilleur contrôle pour facilement cibler la zone d'injection.

Better control to target the injection area.

Diamètre interne Standard

**Regular Wall - Stiffer Cannula**




### KR = Canule standard

Parfait équilibre entre rigidité et souplesse.

Perfect balance between rigidity and flexibility.

Diamètre interne Large

**Thin Wall - Regular Cannula**




### KE = Canule plus souple (kit)

Meilleur confort d'injection avec passage facilité des solutions les plus visqueuses.

Better injection comfort with easier passage of the most viscous solutions.

Diamètre interne Ultra Large

**Ultra Thin Wall - UltraFlexible Cannula**



Chaque kit KS / KE contient une canule et une aiguille de même Gauge

Each kit KS / KE contains a micro cannula and a needle of the same Gauge

LONGUEUR LENGTH	70mm	50mm	40mm
GAUGE			

21G- 0,81mm	MI2170KS MI2170KE		
22G- 0,71mm		MI2250KS MI2250KE	
25G- 0,51mm		MI2550KS MI2550KE	
27G- 0,41mm			MI2740KS MI2740KE

REF.	RIGIDITE RIGIDITY	SOUPLESSE FLEXIBILITY
KS	+++	+
KR	++	++
KE	+	+++

**Conditionnement :** Boîte de 20 KITS stériles

**Packaging:** Box of 20 KITS, sterile

Aesthetic  
Group

ZA La Gobette • 60540 Puisieux le Haubergier • France  
Tel : 33 (0) 3 44 74 19 95 • Fax : 33 (0) 3 44 74 18 94  
www.aestheticgroup.fr • info@aestheticgroup.fr