

購入前事前確認書 (オンラインショップ専用)

確認事項

使用できない階段がありますので購入前に必ずご確認ください。


○階段の形状 (らせん階段・曲がり階段は使用できません) 写真添付

○階段角度 キャリダン40度以下

チェアキャリダン38度以下

ステアチェア38度以下

※必ず下記寸法を記入してください



○チェアキャリダンには、標準タイプ (自走型) の車いすが装着できます。車いすの左右ティッピングバーの外幅が 430~470mm 以内であること。別紙チェックシート有り

令和 年 月 日

連絡先

住所 _____

TEL _____

氏名 _____