

EXTRA INFORMATIE:

Kleur	Wit
Autonomie	5 dagen
Laadtijd	1u30
Materialen	Biocompatibele TPE van medische kwaliteit
Certificaten	CE-markering / ISO13485 Beveiligde gegevens in een Franse Cloud Health (HADS)
Medisch apparaat	Klasse IIa
Afstand	Signaalbereik: 5-10 m via Bluetooth, onbeperkt met een tweede apparaat via Wifi
Uitstoot	Bluetooth "Low Energy" Ultra Low Power: 1,35 Mw (1000x lager dan een smartphone) 1 maat / minuut
Afmetingen	85 x 28 x 6 mm
Gewicht	8 g
Inhoud doos	1 Tucky patch-thermometer 5 dubbelzijdige kleefstickers 1 USB-oplaadkabel 1 handleiding

**LUCKY**

Wearable
thermometer

