



Un appareil, 2 modes  
un protocole simplifié



## Labolight DUO de GC

Unité de photo-polymérisation  
LED mode dual  
pour résine composite indirecte



**GC**

# GC Labolight DUO

Les jours où vous aviez besoin de deux unités de polymérisation dans votre laboratoire (un pour l'intermédiaire et un autre pour la photo-polymérisation finale) appartiennent au passé. GC offre maintenant un dispositif de photo-polymérisation multi-fonctionnel pour le prothésiste dentaire combinant 2 modes de durcissement : pré photo-polymérisation (step cure) et photo-polymérisation finale (full mode)



## Avec les dernières technologies LED

Equipé de la technologie LED double longueur-d'ondes, le Labolight DUO peut être utilisé en toute sécurité pour tous les composites GC :

Large longueur-d'ondes de 380nm-510nm avec des pics :

- 465nm-485nm (12 LED bleue)
- 390nm-400nm (3 LED violette)

Cette technologie assure un durcissement optimal de tous les matériaux dentaires photo-polymérisables, et sa puissance réduit les cycles de photo-polymérisation.

## Système rotatif automatique

La plaque réfléchissante répartit la lumière de manière efficace dans toutes les directions. Le plateau de photo-polymérisation permet un positionnement précis des pièces pendant le cycle de photo-polymérisation.



## Un style épuré contemporain & ergonomique

Le GC Labolight DUO est non seulement capable de traiter plus de travail mais en plus, il est élégant. Son style contemporain a été récompensé, ses surfaces lisses permettent un nettoyage facile et son encombrement est réduit. Une conception conviviale : l'interface est simple et intuitive et les parties internes sont facilement accessibles grâce à sa large ouverture.



Step mode



Full mode



### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

### GC Europe NV

**Benelux Sales Department**  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 13  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16 74.18.60  
info.benelux@gc.dental  
<http://benelux.gceurope.com>

### GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin  
F-94370 Sucy en Brie Cedex  
Tel. +33.1.49.80.37.91  
Fax. +33.1.49.80.37.90  
info@france.gceurope.com  
<http://france.gceurope.com>

### GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office  
Bergstrasse 31c  
CH-8890 Flums  
Tel. +41.81.734.02.70  
Fax. +41.81.734.02.71  
info.switzerland@gc.dental  
<http://switzerland.gceurope.com>

