




Medical Care Well S.A.S.

SERVIMOS PARA
LA SALUD

ESPECIALIZADOS EN VÍA AÉREA



FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO : MASCARA LARINGEA REUSABLE

Nombre Comercial

MASCARA LARINGEA REUSABLE # 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 y 5.0

Nombre Genérico

2- FABRICANTE : JIAXING TONGCHENG

3- MARCA : REGOR

4- COMPONENTES : Silicona de grado médico sin látex y conectores plasticos.

5- USO : Indicadas en Anestesia inhalada y reanimación

6 - CONTRAINDICACIONES DE USO : No usar el producto si ha sido expuesto o esterilizado con productos químicos como glutaraldehido, óxido de etileno o productos de limpieza fenólicos o yodados.

7- CARACTERISTICAS DE ALMACENAMIENTO :

No requiere de condiciones de almacenamiento específico; se deben tener en cuenta las normas básicas de higiene y temperatura ambiente.

EFFECTOS TOXICOS SI _____ NO X

RECOMENDACIONES DE ESTERILIZACION : DEBE ESTERILIZARSE AL VAPOR CON TEMPERATURA DE HASTA 134°C (~+4°C -0°C)

El método recomendado es un esterilizador a vapor de carga porosa; la Mascara debe estar totalmente seca.

OBSERVACIONES - CONCEPTO TECNICO

La Mascara Laringea Reutilizable es apta para 40 usos ó 2 años después de la primera esterilización.