

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipos Médico - Quirúrgicos
NIT. 860.038.579-7

Fecha de Actualización: Feb/2011



Camara de Proveedores de la Salud

NOMBRE		DRENES DE PENROSE			
MARCA	MEDEX	CLASIFICACION DEL RIESGO	IIa	VIDA UTIL	5 Años
REG SANITARIO	INVIMA 2002V - 0001266	VIGENCIA	13-ago-2012	MODALIDAD	Fabricar y Vender
FABRICANTE	MEDITEC SA	INVASIVO	SI	USO	CORTO PLAZO
RECOMENDACIONES DE USO	Introducir en los conductos para drenar fluidos biológicos				
INDICACIONES	Se utilizan para drenar fluidos biológicos en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente.				
COMPOSICION	Caucho látex natural, grado médico, Atóxico				
PROPIEDADES	Tubo en tiras según longitud.				
REFERENCIAS/ CALIBRE	1 -1/2 -1/4- 3/4 -3/8-5/8 -7/8 X 17"	MARCACIONES	No Aplica		
		LÍNEA RADIOPACA	No Aplica		
PRESENTACION COMERCIAL	Empacados en unidades Estériles.	MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	Gas Oxido de Etileno		
PRECAUCIONES	No utilizar si el empaque se encuentra abierto, roto o vencido.				
RESTRICCIONES	Desechar el producto una vez utilizado. Un solo Uso				
VENTAJAS	Proceso de Esterilización a concentraciones bajas de oxido de Etileno(10%), lo cual garantiza la completa atoxicidad del producto.				
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	Atóxico Esteril Apirógeno	ANALISIS	FISICOS	Textura, Fugas.	
			QUÍMICOS	Toxicidad.	
			MICROBIOLÓGICOS	Prueba de Esterilidad, Pirógenos	
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	En locales cubiertos, protegidos de: * Exposición directa a los rayos del sol		* Lluvia * Fuentes de calor	* Vapores	
METODOLOGÍA	Basado en la USP 35				

JUAN JOSE RODRIGUEZ CATANO
DIRECCIÓN TÉCNICA
RP No. 6132

