



FICHA TECNICA



REFERENCIA:	70171-2.0L		
NOMBRE TECNICO DEL PRODUCTO :	CIRCUITO JACKSON REES CON BALON DE 2.0 LITROS		
DESCRIPCION Y COMPONENTES :	MANGUERA CORRUGADA, MANGUERA LISA, CONECTOR NORMAN, VALVULA ALIVIO, BALÓN PARA ANESTESIA DE 2.0 LITROS Y MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN, PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL		
MARCA:	HSINER		
FABRICANTE :	HSINER	CIUDAD / PAIS DE ORIGEN:	TAIWAN
REGISTRO SANITARIO:	2008DM-0002944	FECHA DE VIGENCIA:	26/12/2018
MATERIAL DE ELABORACION:	MAGUERAS EN PVC Y BALON EN LATEX		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:	IIA		
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	MATERIAL DESECHABLE DE UN SOLO USO		
NUMERO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:	DESECHABLE UN SOLO USO, LIMPIO / NO ESTERIL		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD - BOLSA SELLADA		
CONTENIDO DEL KIT:	MANGUERA CORRUGADA, MANGUERA LISA, EL BALON, MANOMETRO Y VALVULA		
INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES:	NO REQUIERE DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ESPECIFICO; SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y TEMPERATURA AMBIENTE (LEJOS DE LA LUZ Y EL CALOR)		
INDICACIONES DE UTILIZACION DEL PRODUCTO:	USO INDICADO PARA ANESTESIA O VENTILACION, NO ESTERILIZAR, PRODUCTO MANEJADO POR PROFESIONAL CALIFICADO		
PRECAUCIONES:	USAR EN PACIENTES QUE TOLERE EL LATEX Y EL PVC		
DISPOSICION FINAL:	MEDICAL CARE WELL NO MANEJA EL DISPOSITIVO ANTES DE LA DISPOSICION FINAL YA QUE NO TIENE UN PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN O INACTIVACIÓN ESPECIAL		
FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DE LA FABRICACION:	TRES AÑOS		

FIRMA DIRECTOR TECNICO:



FICHA TECNICA



REFERENCIA: 70171-1.0L

NOMBRE TECNICO DEL PRODUCTO : CIRCUITO JACKSON REES CON BALON DE 1.0 LITRO

DESCRIPCION Y COMPONENTES : MANGUERA CORRUGADA, MANGUERA LISA, CONECTOR NORMAN, VALVULA ALIVIO, BALÓN PARA ANESTESIA DE 1.0 LITRO Y MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN, PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL

MARCA: HSINER

FABRICANTE : HSINER CIUDAD / PAIS DE ORIGEN: TAIWAN

REGISTRO SANITARIO: 2008DM-0002944 FECHA DE VIGENCIA: 26/12/2018

MATERIAL DE ELABORACION: MAGUERAS EN PVC Y BALON EN LATEX

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIA

METODO DE ESTERILIZACIÓN: MATERIAL DESECHABLE DE UN SOLO USO

NUMERO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO: DESECHABLE UN SOLO USO, LIMPIO / NO ESTERIL

PRESENTACIÓN: UNIDAD - BOLSA SELLADA

CONTENIDO DEL KIT: MANGUERA CORRUGADA, MANGUERA LISA, EL BALON, MANOMETRO Y VALVULA

INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES: NO REQUIERE DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ESPECIFICO; SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y TEMPERATURA AMBIENTE (LEJOS DE LA LUZ Y EL CALOR)

INDICACIONES DE UTILIZACION DEL PRODUCTO: USO INDICADO PARA ANESTESIA O VENTILACION, NO ESTERILIZAR, PRODUCTO MANEJADO POR PROFESIONAL CALIFICADO

PRECAUCIONES: USAR EN PACIENTES QUE TOLERE EL LATEX Y EL PVC

DISPOSICION FINAL: MEDICAL CARE WELL NO MANEJA EL DISPOSITIVO ANTES DE LA DISPOSICION FINAL YA QUE NO TIENE UN PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN O INACTIVACIÓN ESPECIAL

FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DE LA FABRICACION: TRES AÑOS

FIRMA DIRECTOR TECNICO:



FICHA TECNICA



REFERENCIA:	70171-0.5L		
NOMBRE TECNICO DEL PRODUCTO :	CIRCUITO JACKSON REES CON BALON DE 0.5 LITRO		
DESCRIPCION Y COMPONENTES :	MANGUERA CORRUGADA, MANGUERA LISA, CONECTOR NORMAN, VALVULA ALIVIO, BALÓN PARA ANESTESIA DE 0.5 LITRO Y MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN, PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL		
MARCA:	HSINER		
FABRICANTE :	HSINER	CIUDAD / PAIS DE ORIGEN:	TAIWAN
REGISTRO SANITARIO:	2008DM-0002944	FECHA DE VIGENCIA:	26/12/2018
MATERIAL DE ELABORACION:	MAGUERAS EN PVC Y BALON EN LATEX		
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:	IIA		
METODO DE ESTERILIZACIÓN:	MATERIAL DESECHABLE DE UN SOLO USO		
NUMERO DE REUSOS RECOMENDADO O CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:	DESECHABLE UN SOLO USO, LIMPIO / NO ESTERIL		
PRESENTACIÓN:	UNIDAD - BOLSA SELLADA		
CONTENIDO DEL KIT:	MANGUERA CORRUGADA, MANGUERA LISA, EL BALON, MANOMETRO Y VALVULA		
INDICACIONES DE USO RECOMENDADAS, ESPECIFICACIONES:	NO REQUIERE DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ESPECIFICO; SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS NORMAS BASICAS DE HIGIENE Y TEMPERATURA AMBIENTE (LEJOS DE LA LUZ Y EL CALOR)		
INDICACIONES DE UTILIZACION DEL PRODUCTO:	USO INDICADO PARA ANESTESIA O VENTILACION, NO ESTERILIZAR, PRODUCTO MANEJADO POR PROFESIONAL CALIFICADO		
PRECAUCIONES:	USAR EN PACIENTES QUE TOLERE EL LATEX Y EL PVC		
DISPOSICION FINAL:	MEDICAL CARE WELL NO MANEJA EL DISPOSITIVO ANTES DE LA DISPOSICION FINAL YA QUE NO TIENE UN PROCESO DE DESNATURALIZACIÓN O INACTIVACIÓN ESPECIAL		
FECHA DE VENCIMIENTO A PARTIR DE LA FABRICACION:	TRES AÑOS		

FIRMA DIRECTOR TECNICO: