

# BD Discardit II™

## Descripción de producto:

Jeringa hipodérmica desechable de dos partes, con o sin aguja. Utilizada para administración de medicamentos y/o soluciones y extracción de líquidos corporales.

### Características Generales

#### Agujas con tecnología BD:

Bisel con técnica tribiselada PrecisiónGlide tribiseladas, con pulimento electrónico libre de rebabas que disminuyen el trauma tisular y el dolor, y que permite un desplazamiento suave a través de los tejidos.

#### Empate Luer Slip:

Para un mejor agarre se recomienda girar la aguja sobre el eje 30 ° hacia la izquierda.

#### Barril de polipropileno claro:

Fabricado en polipropileno que permite una visualización clara de la medicación a inyectar, o de la solución o líquido a extraer, barril impregnado de silicona grado médico, para un desplazamiento suave del émbolo.

#### Escala nítida e imborrable:

Escala volumétrica en mililitros y decilitros, nítida y visible., marcación imborrable garantizando precisión en la dosificación.

#### Pivote excéntrico y concéntrico.

En 2 ml pivote concéntrico. En 5 , 10 y 20 ml pivote excéntrico permitiendo mejor base de sustentación en inyecciones intravenosas , mejor agarre, mayor seguridad al inyectar.

### BD Discardit II™



#### Embolo de diseño más funcional:

El diseño del émbolo permite un desplazamiento suave y uniforme.

#### Anillo de retención:

Evita que el émbolo se separe del barril y el contenido se derrame accidentalmente.

Becton Dickinson de Colombia Ltda.  
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.  
PBX 572 40 60 – 268 30 00

Becton Dickinson de Colombia Ltda.  
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.  
PBX 572 40 60 – 268 30 00

**BD Discardit II™**

**Técnica de esterilización:** Oxido de Etileno.

**Vida útil partir de su fabricación:** 5 Años. Siempre y cuando el empaque se mantenga íntegro y libre de humedad.

**Producto para usarlo una sola vez.**

**Condiciones de almacenamiento:** Manténgase en un lugar libre de humedad y evitando temperaturas extremas.

**Clasificación de Riesgo: IIA**

Referencia	Descripción	Presentación	Registro Sanitario
300322	Jeringa 2 ml Luer Slip AG 23G x 1"	Caja x 100 Unid	<a href="#">2005 V-0003324</a>
300318	Jeringa 2 ml Luer Slip AG 21G x 1 ½"	Caja x 100 Unid	<a href="#">2005 V-0003324</a>
300020	Jeringa 5 ml Luer Slip AG 21G x 1 ½"	Caja x 100 Unid	<a href="#">2005 V-0003324</a>
300021	Jeringa 10 ml Luer Slip AG 21G x 1 ½"	Caja x 100 Unid	<a href="#">2005 V-0003324</a>
300330	Jeringa 20 ml Luer Slip AG 21G x 1 ½"	Caja x 80 Unid	<a href="#">2005 V-0003324</a>
300296	Jeringa 20 ml Luer Slip Sin Aguja	Caja x 80 Unid	<a href="#">2005 V-0003324</a>

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**  
**Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.**  
**PBX 572 40 60 – 268 30 00**

**Becton Dickinson de Colombia Ltda.**  
**Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.**  
**PBX 572 40 60 – 268 30 00**