



FICHA TÉCNICA	Código: GT-FH Versión: 02 Fecha: 03-03-15
----------------------	--

GASA Y VENDAJE DE TELA

<p>PRESENTACIONES COMERCIALES GASA PRECORTADA ESTERIL</p>	<p>GASA ESTERIL 45X45 SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 10X10 SBX2 MS GASA ESTERIL 10X10 SBX3 MS GASA ESTERIL 10X10 SBX4 MS GASA ESTERIL 10X10 SBX5 MS GASA DOBLE ESTERIL 10X10 SBX3 MS GASA DOBLE ESTERIL 10X10 SBX5 MS GASA ESTERIL 10X10 16 PLIEGUES CON RADIOPACO SBX5 MS GASA ESTERIL 10X10 16 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX5 MS GASA ESTERIL 10X10 16 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX4 MS GASA ESTERIL 10X10 32 PLIEGUES CON RADIOPACO SBX5 MS GASA ESTERIL 10X10 32 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX5 MS GASA ESTERIL 10X10 32 PLIEGUES CON RADIOPACO SBX10 MS GASA ESTERIL 10X10 32 PLIEGUES SIN RADIOPACO SBX10 MS GASA ESTERIL 23X45 SBX3 MS GASA DOBLE ESTERIL 23X45 SBX3 MS GASA DOBLE ESTERIL 23X45 SBX5 MS GASA DOBLE ESTERIL 45X15 SBX5 MS GASA ESTERIL 45X45 SBX3 MS GASA ESTERIL 45X45 SBX5 MS GASA DOBLE ESTERIL 45X45 SBX3 MS GASA ESTERIL 10X10 32P SBX4 MS GASA ESTERIL 7.5X7.5 SBX2 MS GASA ESTERIL 7.5X7.5 SBX3 MS GASA ESTERIL 7.5X7.5 SBX5 MS GASA ESTERIL 70X45 SBX5 MS GASA ESTERIL 30X10 SBX5 MS GASA ESTERIL 30X45 SBX3 MS GASA ESTERIL 30X45 SBX4 MS GASA ESTERIL 30X45 SBX5 MS GASA ESTERIL 30X45 SBX10 MS GASA ESTERIL 40X45 SBX5 MS GASA ESTERIL 40X90 SBX10 MS</p>
--	---

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
 DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	 CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRIA	 JULIANA ARANGO PONCE

Copia controlada

	<p>GASA ESTERIL 40X90 SBX5 MS</p> <p>GASA ESTERIL 45X15 SBX3 MS</p> <p>GASA ESTERIL 45X45 SBX5 MS</p> <p>GASA ESTERIL 45X90 SBX3 MS</p> <p>GASA ESTERIL 50X45 SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 60X45 SBX5 MS</p> <p>GASA ESTERIL 60X90 SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 60X90 SBX5 MS</p> <p>GASA ESTERIL 8X6 SBX4 MS</p> <p>GASA NEONATAL 35X20 SBX5 MS</p> <p>GASA DOBLE ESTERIL 10X10 SBX4 MS</p> <p>GASA ESTERIL LAMINECTOMIA 5X11 SBX1 MS</p> <p>GASA ESTERIL 10X10 32P SBX5 MS</p> <p>GASA ESTERIL 20X12 RADIOPACO SBX10</p> <p>GASA ESTERIL 50X45 SBX3 MS</p> <p>GASA ESTERIL LAMINECTOMIA 5X11 SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 20X12 RADIOPACO SBX10</p> <p>GASA MANO ESTERIL 4X22 SBX5</p> <p>GASA ALEMANA ESTERIL 11X12.5 SBX1</p> <p>GASA DOBLE ESTERIL 45X22.5 SBX4 MS</p> <p>GASA ESTERIL 15X15 SBX2 MS</p> <p>GASA ESTERIL 45X90 32P SBX10 MS</p> <p>GASA DOBLE ESTERIL 10X10 SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 45X90 RP SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 90X45 SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 90X45 SBX5 MS</p> <p>GASA ESTERIL 45X22.5 SBX4 MS</p> <p>GASA ESTERIL 60X90 RP SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 60X90 RP SBX5 MS</p> <p>GASA ESTERIL 30X45 RP SBX10 MS</p> <p>GASA ESTERIL 30X45 RP SBX4 MS</p>
CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
Color	Blanco
Olor	Inoloro
Composición	Hilaza de algodón 100%
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2016DM-0000315 R2
VIGENCIA REGISTRO SANITARIO	29/11/2026
TIPO DE GASA	VII
ANALISIS FISICOQUÍMICO	ESPECIFICACIONES
Poder Absorbente (Seg.)	Máximo 30
Residuo de Ignición (%)	Máximo 0,825
Materia Grasa (%)	Máximo 0,7
Presencia de almidones y Dextrina	Negativo

Acidez	Negativo
Alcalinidad	Negativo
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la urdimbre	18 a 22
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la trama	10 a 14
PRUEBA DE ESTERILIDAD	ESPECIFICACIONES
Caldo Tioglicolato (32,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación
Caldo Casoy (22,5+ /-2,5 °C)	Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación
EMPAQUE PRIMARIO	ESPECIFICACIONES
Tipo	Papel grado médico
RIESGO CLASE	Ila
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICION FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico
LEGISLACION APLICABLE	NTC 2140 y USP Vigente