

**BAJALENGUAS 6" DE MADERA ALFASAFE®.**



|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>NOMBRE GENÉRICO</b>    | Baja Lenguas                    |
| <b>NOMBRE COMERCIAL</b>   | Baja lenguas de Madera Alfafafe |
| <b>MARCA</b>              | ALFASAFE®                       |
| <b>TIPO DE PRODUCTO</b>   | Insumo Medico Quirúrgico        |
| <b>REGISTRO SANITARIO</b> | No Requiere                     |
| <b>VIDA ÚTIL</b>          | 5 años                          |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insumo médico quirúrgico.</li> <li>• Producto no estéril, transitorio, de madera pulida 6" para adulto.</li> <li>• De un solo uso (desechable).</li> </ul>  |
| <b>CARACTERÍSTICAS</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso ligero</li> <li>• Superficie uniforme, lisa y sin astillas.</li> <li>• Cortado y pulido plano sin virutas y perforaciones.</li> <li>• Son hechos de la superficie de la madera natural (abedul).</li> </ul>  |
| <b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humedad Relativa: MÁXIMA 70%</li> <li>• Temperatura: MÁXIMA 30C°</li> <li>• Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol.</li> <li>• Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.</li> </ul>   |
| <b>USOS</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depresor lingual, para exámenes de boca y garganta, inductor de vómito, para examen de parpados, aplicación de medicamentos (como espátula), en manejo de muestras para examen en laboratorio, en primeros auxilios para inmovilizar fracturas o luxaciones de los dedos de las manos.</li> <li>• Verificar que el empaque se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto.</li> <li>• Verificar que el producto esté dentro del tiempo de vida útil y que no presente cambios de color u otra característica anormal.</li> </ul> |
| <b>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No almacenar en ambientes húmedos.</li> <li>• No introducir los bajas lenguas en fosas nasales, ni en canales auditivos.</li> <li>• No utilizar si el empaque está abierto.</li> </ul>  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>DISPOSICION FINAL</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos.</li> <li>•En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"</li> </ul> |
|--------------------------|---|

**DIMENSIONES**

**Largo:** 150 mm ± 0.1

**Ancho:** 18 ± 0.1

**Grosor:** 1.6 ± 0.02.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                             | PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad mínima de despacho ) | UNIDAD DE EMBALAJE  |
|---------|---|---|---------------------|
| ORBM001 | BAJALENGUA DE MADERA ALFASADE X 20 UND  | BOLSA X 20 UND                                      | CARTON X 250 BOLSAS |
| ORBM002 | BAJALENGUA DE MADERA ALFASADE X 100 UND | CAJA X 100 UND                                      | CARTON X 50 CAJAS   |