



Contenido

Cant	Elemento	Medidas
1	Funda para mesa de mayo con refuerzo	0.60 x 1.35 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Descripción

- Está elaborada con materiales de alta calidad que proporcionan una barrera eficiente a la penetración de sangre y otros fluidos, posee refuerzo de 0.50 x 0.55 cm en el centro para apoyar el instrumental con tranquilidad.
- Es impermeable y resistente.
- Bajo desprendimiento de pelusas.
- USO ÚNICO.

Usos Recomendados

- Aísla el instrumental quirúrgico de la mesa de mayo permitiendo un adecuado manejo de la técnica aséptica del instrumental durante las cirugías.

Vida útil

- Estéril: 3 Años

Unidad de empaque

- Primario: Paquete x 1 unidad
Gran empaque: 150 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, éstas deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 30°C.
- Humedad relativa 60%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con trapos húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.