

Sutura	Sintética - No Absorbible
Materia prima	Nylon 6 - poliamida 6.6
Recubrimiento	No aplica
Tipos	Monofilamento
Color material	Negro - Incoloro
Retención fuerza tensil "in vivo"	Pierde 20% Cada año
Absorción	No Absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso
Reacción tisular	Inflamatoria aguda mínima
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de extrusión controlado brinda una hebra de Monofilamento resistente y uniforme. • Las suturas están sujetas durante su empaque a un proceso que mejora su manejo y flexibilidad. (Excepto en Calibres Finos) • Alto grado de Elasticidad que contribuye a la alta resistencia, rasgo distintivo que permite el uso de calibres finos en todo tipo de microcirugías. • Requiere de una técnica quirúrgica de doble lazada inicial y nudos adicionales, para un anudado seguro.
Esterilización	Rayos Gamma
Usos frecuentes	<ul style="list-style-type: none"> • Cuticular - Cierre de Piel • Oftalmología • Plástica • Microcirugía
Presentación	10-0 hasta 2 con aguja Caja por 1 o 2 Docenas dependiendo de la referencia
Color del empaque	Verde Menta
Registro sanitario	2007DM-0000907-R3 Vigencia: 10-Sep-2017
Almacenamiento	Transportar y almacenar a temperatura ambiente, protegido de la luz solar, humedad y fuentes de calor.

ETHILON*

Sutura No Absorbible (Nylon)

Sutura

Sutura no absorbible de nylon **ETHILON***.

Tipo

Monofilamento.

Color Del Material

Incoloro y Negro

Materia Prima

Polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

La hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que pierde aproximadamente 20% de su fuerza tensil cada año.

Tiempo De Absorción

No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso.

Reacción Tisular

Reacción inflamatoria aguda mínima.

Usos Frecuentes

Para aproximación de tejidos, en procedimientos neurológicos, oftalmológicos y microcirugía.







Presentación

10-0 hasta 2

Color Del Empaque

Verde menta.

Reverso Cortante - PRIME ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
P-1 PRIME 3/8 circ. 11,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm	P697T						
	Incoloro Monofilamento	45 cm	P689T						
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P698T	P699T				
PS-3 PRIME 3/8 circ. 16,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P1668T					
PS-2 PRIME 3/8 circ. 19,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P1666T	P1667T				
	Incoloro Monofilamento	45 cm			P1611T				
PS-1 PRIME 3/8 circ. 24,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm				P1663T			
PS-4 PRIME 1/2 circ. 16,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P1661T	P1662T				
	Incoloro Monofilamento	45 cm		P1602T	P1603T				

ETHILON*

Sutura No Absorbible (Nylon)

Sutura

Sutura no absorbible de nylon **ETHILON***.

Tipo

Monofilamento.

Color Del Material

Incoloro y Negro

Materia Prima

Polímeros alipáticos de cadena larga de nylon 6 o de nylon 6.6.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

La hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que pierde aproximadamente 20% de su fuerza tensil cada año.

Tiempo De Absorción

No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso.

Reacción Tisular

Reacción inflamatoria aguda mínima.

Usos Frecuentes

Para aproximación de tejidos, en procedimientos neurológicos, oftalmológicos y microcirugía.







Presentación

10-0 hasta 2

Color Del Empaque

Verde menta.










Reverso Cortante - PRIME ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
P-1 PRIME 3/8 circ. 11,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm	P697T						
	Incoloro Monofilamento	45 cm	P689T						
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P698T	P699T				
PS-3 PRIME 3/8 circ. 16,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P1668T					
PS-2 PRIME 3/8 circ. 19,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P1666T	P1667T				
	Incoloro Monofilamento	45 cm			P1611T				
PS-1 PRIME 3/8 circ. 24,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm				P1663T			
PS-4 PRIME 1/2 circ. 16,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		P1661T	P1662T				
	Incoloro Monofilamento	45 cm		P1602T	P1603T				


ETHILON*

Sutura No Absorbible (Nylon)


Reverso Cortante ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
C-2 3/8 circ. 13,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm	667G								
SC-16 3/8 circ. 16,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm	160T								
FS-2 3/8 circ. 19,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm		661H	662H						
SC-20 3/8 circ. 19,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm	14500T	14501T	14502T	14503T	14504T	14505T			
FS-1 3/8 circ. 24,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm				663H					
FS 3/8 circ. 26,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm					664H				
SC-30 3/8 circ. 30,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm			1170T	1171T					
SC-24 3/8 circ. 24,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm				163T					
		75 cm				169T					
SC-26 3/8 circ. 26,0mm 	Negro Monofilamento	45 cm					164T				

Reverso Cortante ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	
(2)G-1 3/8 circ. 11,0 mm 	Negro Monofilamento	45cm	W1765						

Cortante Recta ▾

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE						
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
KS Recta 60,0mm 	Negro Monofilamento	75cm			626H	627H	628H		
		3 X 75cm			3626T ⁴	3627T ⁴			

4 - Múltiples hebras