



## FICHA TÉCNICA

### MARCA REGISTRADA SANIKLEEN EASE

### NOMBRE DEL PRODUCTO

Desinfectante listo para su uso a base de amonio cuaternario. Sin alcohol.

### COMPOSICIÓN

Amonio  
cuaternario.....0,5  
0%

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Producto listo para su uso que garantiza limpieza y desinfección en un solo paso. Su concentración de amonio cuaternario de quinta generación le permite eliminar un amplio espectro de bacterias y levaduras en solo un minuto de contacto. Su composición libre de alcohol permite su uso en todo tipo de superficies.

### PROPIEDADES DESINFECTANTES

Microorganismo	Tiempo de contacto	Reducción
<i>Escherichia coli.</i> (ATCC 8739)	1 minuto	99.9%
<i>Listeria Monocytogenes</i> (ATCC 13932)		
<i>Pseudomona aeruginosa</i> (ATCC 9027)		

<i>Salmonella tiphyrium</i> (ATCC 14028)		
<i>Bacillus Subtilis</i> (ATCC 6633)		
<i>Candida Albicans</i> (ATCC10231)		
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC 6538)		

### MODO DE USO

Girar la boquilla de la válvula en posición ON.

#### Modo de aplicación

- Por aspersión: dirija y aplique la aspersión al área a tratar a una distancia entre 10 y 15 cm. Remueva el exceso con un paño de microfibras
- Por contacto: humedezca un paño de microfibras con la cantidad necesaria para el área a tratar y aplique sobre la superficie siguiendo la técnica de desinfección por contacto.

Permita un tiempo de contacto mínimo de 1 minuto.

Para almacenar se debe girar la boquilla de la válvula en posición OFF.

### RECOMENDACIONES

- El producto solo debe ser usado bajo el protocolo sugerido por el fabricante.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en el recipiente original y mantener cerrado.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia



CÓDIGO: FTP-ID-001

VERSIÓN: 1

FECHA DE REVISIÓN: 11/Oct/2017



## FICHA TÉCNICA

- Evite el contacto directo con la piel.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Use los elementos de protección personal al momento de tener contacto con el producto.
- No esterilizar.
- No aplicar directamente sobre conexiones eléctricas.
- Para mayor información, remítase a la hoja de seguridad (MSDS)

### PRESENTACIONES

Envase rígido (500 mL, 500 mL Válvula Trigger, 1 Litro, 1 Litro Válvula. Trigger, 3,785 Litros)

### REGISTRO Y VIGENCIA

Colombia: INVIMA 2019DM-0019333

Vigencia: 11/02/2029

### PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos

Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del producto. Si la irritación persiste consultar al médico.

Contacto con la piel

Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la irritación persiste consultar al médico.

Ingestión

No inducir el vómito y remitirse a un especialista de inmediato con el empaque. Si se observa hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula no se debe continuar usando el producto.

### ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN

El producto debe permanecer dentro de su envase original, cerrado y a una temperatura no mayor de 30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez consumido el producto, rasgue la etiqueta, enjuague el envase y disponga como plástico reciclable.



Carrera 50 No 76 D Sur 52 Km. 12  
TEL: (57-4) 372 0303 / E-MAIL: [info@westquimica.com](mailto:info@westquimica.com)  
Línea nacional gratuita de servicio al cliente 01 8000 423693  
A.A. 53179 Medellín  
La Estrella, Antioquia

