

	FICHA TÉCNICA	Fecha de actualización: 03/03/15
	Equipo para Administración de Soluciones IV Equipo de Macrogoteo	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

MARCA: Global Healthcare.

DESCRIPCIÓN: Dispositivo médico desechable, empleado en la administración de soluciones intravenosas, que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor, hacia el sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena que puede ser central o periférica, el cual proporciona un goteo de 10 gotas/ml. Elaborado en PVC de grado médico cuya característica principal es la de proporcionar un goteo específico, conocido y controlable. Estéril y de uso único.

CARACTERÍSTICAS: Equipo para infusión de líquidos IV. Consta de:

- ✓ Punzón universal compatible con diferentes tipos de soluciones.
- ✓ Cámara de goteo.
- ✓ Filtro de aire.
- ✓ Llave reguladora de volumen y clamp de seguridad.
- ✓ Puerto en Y para administración de medicamentos.

COMPOSICIÓN:

- ✓ Puerto en Y Libre de látex
- ✓ Espiga (Punzón) ABS (cónico hueco)
- ✓ Cámara de Goteo PVC
- ✓ Filtro de Aire Si tiene
- ✓ Longitud 60" (152cm)
- ✓ Conector Luer Slip
- ✓ Regulador de Goteo ABS
- ✓ Empaque Tipo Blíster

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en empaque tipo blíster; 100 unidades en caja de cartón corrugado. El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

Ítem	Descripción	Empaque	N° Registro Invima
81-023	Equipo para Admón. de Sln. IV 10gotas/ml /152 cm, Macrogotero sin aguja	100und/caja	Unidad:872237009015 Corrugado: 40872237009013 2007DM-0001179 vigente hasta 11/12/2017. Riesgo: IIA

TIPO DE CONSERVACIÓN: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

TIPO DE TRATAMIENTO: El equipo puede ser utilizado principalmente en ambientes hospitalarios y veterinario, atención de urgencias, ambulatoria o domiciliaria, siempre por personal calificado y entrenado, para la administración de soluciones y medicamentos. En general, para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

INDICACIONES: 1) Preparar la bolsa, frasco contenedor con la solución a administrar 2) Cerrar la llave de paso del equipo 3) Quitar el protector del conector y conectar el punzón 4) Bombear la cámara de goteo hasta llenarla al nivel requerido 5) Si el equipo es de dos vías con filtro de aire: con bolsas flexibles cerrar el tapón y con bolsas rígidas abrir el tapón 6) Llenar el equipo y eliminar las burbujas de aire 7) Asegurarse que la aguja este bien conectada o sacar el tapón y conectar la aguja o catéter 8) Abrir la llave de paso del equipo y regular el flujo con el dispositivo de regulación 9) No permita que quede aire atrapado en el set.

VIDA ÚTIL: 5 años.

OBSERVACIONES: Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas o según protocolo individual para uso de dispositivos médicos en cada institución, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado.



Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:
Colombia: gnc-colombia@globalhealthcare.net
Chile: infochile@globalhealthcare.net
Sitio web: www.gnc-salud.com