



FICHA TÉCNICA
SENSI-CARE™ ELIMINADOR (REMOVEDOR) DE ADHESIVO NO IRRITANTE –
TOALLITAS
PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Eliminador (Removedor) de Adhesivo No Irritante
Nombre Comercial	Sensi-Care™ Eliminador (Removedor) de Adhesivo No Irritante Toallitas
Descripción	<p>Los adhesivos pueden dejar la piel vulnerable a una serie de cuestiones: Dolor y ardor, peladuras en la piel, irritación y enrojecimiento y acumulación de residuos. Nuestra línea de no irritante Sensi-Care®, incluye eliminadores (liberadores y removedores) de adhesivos, y barreras para la piel diseñados para protegerla.</p> <p>Sensi-Care™ Eliminador (Removedor) de Adhesivo No Irritante ha sido diseñado para remover fácil y rápidamente los adhesivos dejados en la piel por adhesivos médicos, dispositivos o apósitos. Ayuda a minimizar el trauma a los pacientes con la eliminación "Sin tocar" y a minimizar la peladura de la piel que causa dolor.</p>
Marca	Sensi-Care™
Fabricante	ConvaTec Limited – Reino Unido
Composición del Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Disiloxano • Trisiloxano • Ciclopentasiloxano
Características y Acciones del Producto	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce la peladura de la piel. • Alta volatilidad, se evapora de la piel en segundos. • Deja una sensación suave y sedosa en la piel, lista para el siguiente equipo o apósito. • Alta capacidad de extensión y seguimiento. • No pica en la piel. • No enfría, bajo shock por frío. • Hipoalergénicas. • No es grasosa
Usos	<p>Sensi-Care™ Eliminador (Removedor) de Adhesivo No Irritante ha sido diseñado para la remoción atraumática de adhesivos médicos, apósitos de heridas y dispositivos.</p> <p>Sensi-Care™ Eliminador de Adhesivo No Irritante en Toallitas ha sido diseñado para eliminar los residuos de adhesivo rápidamente, tiene un secado rápido sin dejar residuos atrás y más cobertura (Toallita más larga con una abundante saturación de 3 ml)</p>
Recomendaciones de Uso	<ul style="list-style-type: none"> • Rasgar el sobrecito para abrirlo y desplegar la Toallita • Frote con ésta los restos del adhesivo para eliminarlos
Registro Sanitario	INVIMA 2014DM-0011444
Presentaciones:	Caja x 30 Toallitas o pañitos



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
SENSI-CARE™ ELIMINADOR (REMOVEDOR) DE ADHESIVO NO IRRITANTE**

Calificación de 1 a 5

5= Excelente

1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN

Concepto Técnico					
Facilidad de aplicación del producto:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Ayuda en la remoción eficaz del adhesivo:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Suavidad del dispositivo con la piel	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Preparación eficaz de la piel para nuevos adhesivos:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Soporte Científico de la Eficacia del Producto (Evidencia Clínica)	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio de Asesoría Profesional:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					