



**FICHA TÉCNICA  
PINZAS PARA BOLSAS DRENABLES**

**PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.**

**DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR**

PRODUCTO	
Nombre Genérico	<b>Pinzas para Bolsas Drenables</b>
Nombre Comercial	<b>Pinzas para Bolsas Drenables Sur-Fit Plus® y Active Life®</b>
Descripción	Pinza o cierres de cola Recta que aseguran el final abierto de las bolsas drenables para ostomias
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc. - Estados Unidos ConvaTec Limited - Reino Unido
Composición del Producto	Polipropileno blanco o rosado.
Características y Acciones del Producto	<b>Seguridad:</b> El cierre hermético de la pinza proporciona un ajuste seguro. <b>Click audible:</b> Permite saber que se ha realizado el ajuste perfecto. <b>Resistencia:</b> La pinza esta elaborada en un plástico resistente al peso de la bolsa y a la manipulación frecuente. Una pinza resiste el uso de 10 bolsas.
Usos	Asegurar el final abierto de las bolsas drenables para ostomias
Recomendaciones de Uso	Para colocar la pinza a la bolsa se recomienda: <ul style="list-style-type: none"><li>- Abrir la pinza, hacer un dobles de 4cms en la parte distal de la bolsa drenable para introducir la barra delgada de la pinza.</li><li>- Verificar que el plástico de la bolsa no quede con pliegues. Presionar la barra superior de la pinza contra la barra delgada.</li><li>- Para asegurar el cierre hermético de la pinza solo se le debe hacer un dobles a la bolsa.</li><li>- La pinza se puede retirar y volver a colocar las veces que sea necesario</li></ul>
Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-0000028-R1 VIGENCIA: MARZO 10 DE 2021
Presentaciones:	Caja x 10 Cierres de Cola Recta o Pinzas



**FORMATO DE CALIFICACIÓN  
PINZAS PARA BOLSAS DRENABLES**

Calificación de 1 a 5

5= Excelente

1= Malo

**PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCIÓN**

<b>Concepto Técnico</b>					
Facilidad de Aplicación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Remoción	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia de la pinza a la Manipulación.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Ajuste hermético a la bolsa	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Seguridad para el paciente	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Duración de la pinza	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio Post-venta: Asesoría Educativa y Servicio al Cliente	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					