



**Descripción:** Catéter Arterial Leader Cath en Polietileno (PE) transparente con línea radio-paca ORX colocado por medio de una guía metálica usando el método de Seldinger. Este catéter posee un pabellón provisto de aletas de fijación que impiden la movilidad del catéter y un manguito anti-acodamiento.

REFERENCIA	CATETER (PE) ORX TRANSPARENTE						GUIA RECTA		AGUJA			
	Diámetro (mm)		G	Fr	Longitud (cm)	Flujo (ml/min)	ØExt	Longitud	Diámetro (mm)		G	Longitud
	Int	Ext							Int	Ext		
115-090	0,6	0,9	20	3	8	24	0,53	20	0,6	0,9	20	32
115-11	0,8	1,2	18	4	10	36	0,71	30	0,8	1,1	19	54

**Presentación:**

- Blister rígido por unidad
  - 20 unidades por caja
- Cada unidad consta de:
- 1 Catéter en Polietileno con ORX Transparente
  - 1 Aguja de punción
  - 1 Guía recta

**Utilización:** Los catéteres arteriales Leader Cath son utilizados mediante la técnica Seldinger para medir presión arterial media y presión venosa central, realización de gasometrías. Las arterias más elegidas para usar este catéter son: arteria radial, arteria pedia, arteria branquial, axilar y la femoral



**CATETER ARTERIAL LEADER  
CATH  
REF: 115-090 – 115-11**

Además es usado para la administración de medicamentos agresivos al sistema endovenoso o cuyos efectos deben ser inmediatos.

**Esterilización:** Oxido de etileno (Caducidad en 5 años)

**Registro Sanitario:** 2015DM-000207 R2

**Lugar de Fabricación:** Comunidad Europea (CE)

**Recomendaciones:**

- \* Almacenar lejos del calor, de la humedad y de la luz.
- \* No usar si el empaque unitario (Blister) se encuentra abierto

**Convenciones:** Fr. (French = corresponde a tres veces el diámetro exterior del catéter en milímetros), PE (Polietileno)

**REGISTRO DE CAMBIOS**

VERSION #	FECHA			NUMERAL	RAZON DEL CAMBIO
	D	M	A		
1	23	01	04	N/A	Por renovación de registro se incluyó la letra R1.
2	22	06	15	N/A	Por renovación de registro se incluyo la letra R2

<p><b>ELABORADO POR:</b>  <b>CARGO:</b> Asistente de Ventas  <b>NOMBRE:</b> Monica P. Carrillo Vega.  <b>FIRMA:</b> <i>M Carrillo</i></p>	<p><b>REVISADO POR:</b>  <b>CARGO:</b> Gerente General  <b>NOMBRE:</b> Jaime Addie Guzman.  <b>FIRMA:</b> <i>J. Addie</i></p>	<p><b>APROBADO POR:</b>  <b>CARGO:</b> Gerente General  <b>NOMBRE:</b> Jaime Addie Guzman.  <b>FIRMA:</b> <i>J. Addie</i></p>
---	---	---