

**Descripción:** Catéter en PVC, de 40cm de Longitud, con línea radio-paca transparente y marcado centimétrico de 5 a 25cm de la extremidad distal.

REFERENCIA	Fr.
270-03	3.5
270-04	4.0
270-05	5.0
270-06	6.0
270-07	7.0
270-08	8.0

**Presentación:**

- Blister pelable
- Unidades por caja: 15

**Utilización:** Catéter que es utilizado por vía venosa o arterial para las medidas de presión, perfusiones, administraciones medicamentosas, tomas de sangre, exanguino – transfusión.

El cateterismo umbilical venoso es utilizado principalmente en caso de urgencias neonatales, por tiempo cortos. El cateterismo umbilical arterial es utilizado principalmente para transfusiones de sangre, la medida de presión sanguínea arterial.

**Esterilización:** Oxido de etileno (Caducidad en 5 años)



**CATETER UMBILICAL  
MONOLUMEN  
3.5Fr - 4Fr - 5Fr - 6Fr - 7Fr - 8Fr  
REF: 270-XX**

**Registro Sanitario:** 2014DM-0012392

**Lugar de Fabricación:** Comunidad Europea (CE)




**Recomendaciones:**

- \* Almacenar lejos del calor, de la humedad y de la luz.
- \* No usar si el empaque unitario (Blister) se encuentra abierto

**Convenciones:** PVC (Policloruro de Vinilo), Fr (French = corresponde a tres veces el diámetro exterior del catéter en milímetros).

**REGISTRO DE CAMBIO**

VERSION #	FECHA			NUMERAL	RAZON DEL CAMBIO
	D	M	A		
1	23	01	04	N/A	Se adicionó el número del registro sanitario vigente

<b>ELABORADO POR:</b> <b>CARGO:</b> Asistente de Ventas <b>NOMBRE:</b> Monica P. Carrillo Vega. <b>FIRMA:</b> 	<b>REVISADO POR:</b> <b>CARGO:</b> Sub Gerente y Director Comercial <b>NOMBRE:</b> Jaime Adie G. <b>FIRMA:</b> 	<b>APROBADO POR:</b> <b>CARGO:</b> Sub Gerente y Director Comercial <b>NOMBRE:</b> Jaime Adie G. <b>FIRMA:</b> 
---	---	--