

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Fecha de actualización: 16/01/19
	<b>Extensión para Venoclisis</b>	Technical Specifications Especificaciones Técnicas

**MARCA:** Global Healthcare.

**DESCRIPCIÓN:** Dispositivo médico de uso único, utilizado para la administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

**CARACTERÍSTICAS:** Fabricada con PVC grado médico, libre de pirógenos, libre de látex con conectores luer lock, con una capacidad aproximada de 5mL y dispositivo de cierre "Clamp", Estéril OE.

**COMPOSICIÓN:**

Tubo de extensión	PVC grado medico	40" (101cm).
Conectores	resina 100%	Luer Lock
Clamp		

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:** Empaque unitario, 100 unidades en caja de cartón corrugado (4 Bolsas por 25 Unidades). El empaque individual asegura la esterilidad del equipo.

Item	Descripción	Empaque	Códigos de Barras	N° de Registro Invima
81-020	Extensión para Venoclisis 101 cm. Estéril OE	100und/caja	Unidad:872237006960 Corrugado: 40872237006968	2017DM-0001179 R1 Vigente hasta 15 Sep 2027. Riesgo: IIA

**TIPO DE CONSERVACIÓN:** Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

**TIPO DE TRATAMIENTO:** Para administración de soluciones intravenosas que fluyen desde una bolsa, frasco o contenedor al sistema vascular del paciente por medio de una aguja o un catéter introducido en una vena.

**INDICACIONES:** Es un equipo utilizado para alargar la distancia entre el catéter venoso y la solución a administrar. También se utiliza para adaptar el sistema de presión y lavado en las líneas arteriales que permiten el control de la tensión arterial en forma invasiva. Debe asegurarse su uso en forma aséptica especialmente en las conexiones de los puertos de los catéteres para mantener libre de gérmenes y evitar así la infección asociada a dispositivos intravasculares. Una vez utilizadas deben mantenerse permeables y limpias también con el fin de evitar contaminación u obstrucción de las vías y catéteres. La frecuencia de cambio en cada paciente depende de la normativa de cada institución para el manejo de dispositivos intravasculares. Después del uso con cada paciente deben ser desechadas según protocolo institucional para manejo de dispositivos médicos.

**VIDA ÚTIL:** 5 años.

**PRECAUCIONES:** Use técnica aséptica. No permita que el aire quede atrapado en el set. No usar con sangre o componentes sanguíneos.

**OBSERVACIONES:** Producto para uso único, deséchelo después de usarlo, reemplazar el equipo cada 24 horas como máximo, no utilice este producto si el empaque está roto o dañado.



EXTENSIÓN PARA  
VENOCLISIS

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en: Colombia: [ghc-colombia@globalhealthcare.net](mailto:ghc-colombia@globalhealthcare.net)  
Chile: [infochile@globalhealthcare.net](mailto:infochile@globalhealthcare.net)  
Sitio web: [www.globalhealthcare.net](http://www.globalhealthcare.net)