


**Capa de mantenimiento (ABS)**

**Descripción:** Tapón Luer-Lock macho en ABS.

**Presentación:**

- Blister flexible
- Unidades por caja: 1000

**Utilización:** Tapón adaptable a todos las bases hembra Luer o Luer-Lock (de los catéteres intravenosos, micropcrfusores, prolongadores de catéteres, llaves de tres vías, rampas de llaves, etc.)

**Permite:**

- Obturar cualquiera conexión hembra sobre la que esté colocado.
- Preservar la asepsia de la base Luer-hembra (difícilmente desinfectable) mientras que el tapón macho con membrana se desinfecta fácilmente, con un apósito impregnado de antiséptico.
- Inyectar medicamentos, realizar el final de la inyección, extracción o perfusión, un sello de heparina, puncionando la membrana con una aguja y manteniendo todo el sistema cerrado.

**Esterilización:** Oxido de etileno (Caducidad en 3 años)

**Registro Sanitario:** V-004716

**Lugar de Fabricación:** Comunidad Europea (CE)

**Recomendaciones:**




- \* Almacenar lejos del calor, de la humedad y de la luz.
- \* No usar si el empaque unitario (Blister) se encuentra abierto



VYCON COLOMBIA S.A.

TAPON MEMBRANA CAUCHO  
"BLANCO"  
REF: 891-015

Convenciones: (ABS) Acrilonitrilo Butadieno Estireno.

<b>ELABORADO POR:</b> <b>CARGO:</b> Asistente de Ventas <b>NOMBRE:</b> Monica P. Carrillo V. <b>FIRMA:</b> 	<b>REVISADO POR:</b> <b>CARGO:</b> SubGerente <b>NOMBRE:</b> Jaime Adie G. <b>FIRMA:</b> 	<b>APROBADO POR:</b> <b>CARGO:</b> SubGerente <b>NOMBRE:</b> Jaime Adie G. <b>FIRMA:</b> 
--	---	--