

FICHA TECNICA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Humidificador de Burbuja
MARCA: Global Healthcare

DESCRIPCION: Dispositivo medico desechable usado para suministrar partículas de agua o medicina en forma de vapor directa, suministran flujo por encima de 8 litros/min. FIO2 de 35 a 100%, partículas mayores a 5 micras.

COMPOSICION:

Tapa	Abs	diámetro: 8.5cm.
Recipiente 500cc.	Polipropileno traslucido	diámetro: 8.0 sup. – 7.0 inf.
Manguera Interna	PVC liso transparente	diámetro: 4mm

PRESENTACIONES COMERCIALES: Por unidad en bolsa de plástico transparente, sellada 15 x 22 cm. 50unidades/caja de cartón corrugado

Ítem	Descripción	Empaque	Medidas	Kg.	Código UCC-12
63-520	Humidificador de Burbuja 4PSI	50und/caja	30x27x17	4.4	872237007288
63-521	Humidificador de Burbuja 6PSI	50und/caja	30x27x17	4.4	872237007295

TIPO DE CONSERVACION: Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad

TIPO DE TRATAMIENTO: Humidificar pacientes con diferentes patologías pulmonares, el cual funciona con presión de oxígeno de Al pasar el oxígeno por el humidificador genera una humedad continua. Cuando la gota de agua es descompuesta en partículas, estas son inspiradas por el paciente, adhiriéndose al árbol traqueo bronquial, con los siguientes objetivos:

- 1) Suministrar partículas de agua por inhalación directa, en la vía respiratoria del paciente con el fin de: - Humidificar y reducir las secreciones secas.- Mejorar las acciones limpiadoras del mucus y de los cilios.- Disminuir la tos.
- 2) Entregar partículas de medicamentos por inhalación y absorción en los pulmones, ejemplo: Broncodilatadores y agentes que disuelven secreciones, mucolíticos, corticosteroides y otros medicamentos mezclados con solución salina y agua.

Humidificador

- Proporciona partículas a una alta tasa de salida, para un rápido y efectivo tratamiento.
- Desempeño consistente en diferentes ángulos, permite la administración del medicamento en pacientes acostados horizontalmente o con requerimientos especiales.
- Capacidad de 500cc.
- El ajuste de la tapa y su diseño anti-derrame minimizan pérdidas de medicamento mientras se realiza la Humidificación
- .
- Sin látex.

OPERACION DEL EQUIPO. El uso adecuado del equipo evita riesgos de hiperhidratación (demasiado fluido en las vías aéreas)

OBSERVACIONES: Descartar luego de usar, **No usar** si el paquete esta abierto o dañado

HUMIDIFICADOR