




Protección de camillas,
 camas y equipos

PROTECTOR SÚPER ABSORBENTE PARA SÁBANA Y COLCHÓN



Información

Referencia	Medidas		Unidad de empaque	
	Ancho	Largo	Primario	Gran empaque
PT19526NE	0.90 mt	0.60 mt	Paquete x 5 unidades	48 Paquetes = 240 unidades

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Descripción

- Superficie súper absorbente que atrapa, distribuye y encapsula la humedad.
- Impermeable en la parte inferior para proteger la superficie.

Características

- Máxima protección, higiene y comodidad.
- No gotea al retirarlo porque solidifica la humedad.
- Fresco y suave.
- Ahorra tiempo y dinero.

Usos recomendados

- Para proteger sábanas, colchones, almohadas y camas; asientos y sillas de ruedas en hospitales, consultorios, ambulancias, hogares y atención de salud en casa, entre otros.





Protección de camillas,
camas y equipos

PROTECTOR SÚPER ABSORBENTE PARA SÁBANA Y COLCHÓN

Instrucciones de uso

- Extienda el protector sobre la superficie a cubrir, con el área súper absorbente hacia arriba (la superficie con los rombos hacia arriba y la superficie lisa hacia abajo), asegurándose que quede centrado con respecto al área donde más protección requiere el usuario.



Composición

- Celulosa, polipropileno, pulpa de celulosa y SAP, polietileno.

Vida útil

- No estéril: 5 Años

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 35°C.
- Humedad relativa 80%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con paños húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.



No arrojar
al sanitario



Desechar bajo la
normatividad local