

CATGUT Simple

Sutura Absorbible



CATGUT Simple

Sutura Absorbible

Sutura

Sutura quirúrgica absorbible de **CATGUT Simple**.

Tipo

Monofilamento virtual.

Color del Material

Amarillo.

Materia Prima

Derivado de colágeno de ovinos y de bovinos sanos.

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

Retiene aproximadamente durante 7-10 días. Las características individuales del paciente pueden afectar el tiempo de pérdida de la fuerza tensil.

Tiempo De Absorción

Esencialmente completa después de 70 días. Se absorbe por un proceso proteolítico de enzimas digestivas.

Reacción Tisular

Moderada.

Usos Frecuentes

Para aproximación y/o ligadura de tejidos.

Presentación

6-0 hasta 2.



Color Del Empaque

Amarillo.











CATGUT Simple

Sutura Absorbible

Reverso Cortante ▽

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
SC-20 3/8 circ. 19,0mm 	Catgut Simple	70 cm			H121T	H122T					
SC-24 3/8 circ. 24,0mm 	Catgut Simple	70 cm					H123T				

Ahusada ○

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	
RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Catgut Simple	70 cm			U208T	U207T					
SH-1 1/2 circ. 22,0mm 	Catgut Simple	70 cm				G319T	G318T				
FN-2 1/2 circ. 22,0mm 	Catgut Simple	70 cm						N863H			
SH 1/2 circ. 26,0mm 	Catgut Simple	70 cm				G321T	G322T	G323T	G324T		
MH-1 1/2 circ. 31,0mm 	Catgut Simple	70 cm						G364T	G365T		
TE 3/8 circ. 31,0 mm 	Catgut Simple	70 cm									315T
MH 1/2 circ. 36,4mm 	Catgut Simple	70 cm							G344T		
CT-1 1/2 circ. 36,4mm 	Catgut Simple	70 cm						842T	843T	844T	845T
CT 1/2 circ. 40,0mm 	Catgut Simple	70 cm							853T	854T	
CTX 1/2 circ. 48,0mm 	Catgut Simple	90 cm							1872T	1871T	1870T

CATGUT Simple

Sutura Absorbible

Espatula SABRELOC



Aguja	Material	Longitud	CALIBRE								
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	
(2)S-14 1/4 circ. 8,0mm	Catgut Crómico	45 cm		1772G							

LIGAPAK dispensador en riel

Material	Longitud	CALIBRE							
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
Catgut Simple	135cm					L103G			

Sutras sin Aguja - Ligaduras

Material	Longitud	CALIBRE							
		6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
Catgut Simple	150cm			S101SH	S102SH	S103SH	S104SH	S105SH	S106SH