


Implantación de LIO con RUMEX*



PASO 1. ELIJA LA LIO Y SISTEMA DE ENTREGA

LIO PRECARGADA + SISTEMA DE ENTREGA




AquaFree Yellow Aspheric Preloaded


VENTAJAS:

- Inyección rápida
- Opción de un solo uso


LIOs NO PRECARGADOS



AquaFree Yellow Aspheric



Hydro-Sense Yellow



Hydro-Sense



Hydro-4 Buena para MICS

SISTEMAS DE ENTREGA



Cartucho de un solo uso CAT-22 (2.2 mm) o CAT-24 (2.4 mm) + Inyector reusable 16-2853

VENTAJAS:

- Opción económica
- Flexibilidad de elegir la LIO



VE2200 Inyector de LIO desechable

VENTAJAS:

- Opción de un solo uso
- Flexibilidad de elegir la LIO

PASO 2. AGREGUE EL VISCOELASTICO

DISPERSIVO

SUPREME HPMC 2%

LO MEJOR PARA:

- Cubrir los instrumentos quirúrgicos
- Proteger el endotelio

Y/O

COHESIVO

SMARTVISC

Hialuronato de Sodio 1.6%

SMARTVISC PLUS

Hialuronato de Sodio 3.0%

LO MEJOR PARA:

- Mantener el saco capsular abierto para inserción de LIO
- Aplanar la cápsula anterior para facilitar capsulorrexia

