


# CUCHILLETES DE DIAMANTE

**DIAMANTES NATURALES  
HASTA 3000 INCISIONES**

## CIRUGÍA DE CATARATA

### CUCHILLETES PARACENTESIS



Mango Universal Recto de Titanio, 110 mm

6-10/6-050

Bisel Simple 45°  
1.00 mm



6-10/6-051

Bisel Simple 30°  
1.00 mm



**MAS  
POPULAR**

6-10/6-052

Bisel Doble 45°  
1.00 mm



**MAS  
POPULAR**

6-10/6-053

Tri-faceta  
1.00 mm



6-10/6-0531

Tri-faceta 20°  
1.00 mm



6-10/6-070

Lanceta 60°  
1.00 mm



6-10/6-0701

Lanceta 60°  
0.80 mm



6-10/6-076

Multi-Incisión  
1.00 mm



### CUCHILLETES FACO



Mango Universal Angulado de Titanio, 130 mm

#### Hojas Córnea Clara

6-20/6-075 – 2.20 mm

6-20/6-071 – 2.50 mm

6-20/6-077 – 2.75 mm

6-20/6-080 – 2.65 mm

6-20/6-072 – 2.80 mm

6-20/6-073 – 3.00 mm

6-20/6-074 – 3.20 mm

**MAS  
POPULAR**

**MAS  
POPULAR**



#### Hojas Trapezoidales

6-20/6-143 – 1.50/1.80 mm

6-20/6-144 – 1.80/2.00 mm

6-20/6-145 – 1.80/2.20 mm

6-20/6-107 – 2.00/2.30 mm

6-20/6-100 – 1.90/2.50 mm

6-20/6-104 – 2.30/2.80 mm

6-20/6-105 – 2.60/3.00 mm

6-20/6-101 – 2.70/3.20 mm

6-20/6-102 – 3.00/3.50 mm

**MAS  
POPULAR**

**MAS  
POPULAR**



#### Hoja Zaldívar

6-20/6-0551 – 0.55/1.00 mm

Diseñada para implantación de ICL™



#### Hojas Redondeadas Crescent

6-20/6-091 – 1.50 mm


6-20/6-092 – 2.00 mm

Pueden ser usadas para cirugía de glaucoma



## CIRUGÍA LRI

### CUCHILLETE UNIVERSAL DE TRES PASOS



6-322/6-0531

Hoja Tri-Faceta 20°  
0.20–1.00 mm  
Estribo sencillo para  
mejor visualización




Mango de Titanio con Mecanismo Calibrador, 130 mm

- Mecanismo calibrador preciso, sencillo y estable con 3 grados de profundidad: 500, 550 y 600 micrones
- Completamente abierto puede ser usado para la paracentesis

### CUCHILLETES LRI PRE-SETEADOS

Hoja Tri-Faceta 20°  
0.20–1.00 mm



6-500/6-0531

Profundidad de 500 micrones

Mango estándar, 110 mm

6-600/6-0531

Profundidad de 600 micrones

6-500S/6-0531

Profundidad de 500 micrones

6-600S/6-0531

Profundidad de 600 micrones


**MAS**  
**POPULAR**



Mango corto, 78 mm

## PROCEDIMIENTOS DE AK & ICRS

### CUCHILLETES DE DIAMANTE CALIBRADOS



Mango Micrométrico de Titanio, 105 mm

**MAS**  
**POPULAR**

6-00/6-020

- Efectúa las incisiones radiales de 1.00 mm al 70-80% de grosor corneal
- Indicado para implantación de anillos intracorneales



6-00/6-030

Hoja cónica



## KIT DE LIMPIEZA

### KIT DE LIMPIEZA PARA CUCHILLETES DE DIAMANTE

El kit consiste de 3 soluciones para limpiar la hoja de residuos intraoculares antes de esterilizar.



21-602-1