

| | | |
|--|--|-----------------|
| Mascherina protettiva FFP2 | | |
| Confezionata singolarmente | | 63101403 |
|  | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| Indicazioni | Mascherina protettiva FFP2 – monouso | |
| Metodo di fissaggio | Anse auricolari elastiche | |
| Tipologia | 5 strati: 1° strato 50g tessuto non tessuto 2° strato 25g tessuto soffiato a fusione 3° strato 25g tessuto soffiato a fusione 4° strato 50g tessuto non tessuto in polipropilene 5° strato 30g tessuto non tessuto | |
| Taglia | Adulti: 15.6 x 10.8cm | |
| Peso | 5.6g (+/-10%) | |
| Colore | Nero | |
| Modello | HZ-KN95 | Codice conf. 1 pezzo 63101403 |
| Conformità alle Normative | Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale - DPI di Categoria III Certificato nr. 2163-PPE-623/01 (Organismo Notificato #2163) Norma tecnica EN 149:2001/A1:2009 | |

CONFEZIONAMENTO

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Confezione Primaria | 1 pz per busta | Codice conf. 1 pezzo 63101403 |
| Confezione di Vendita | Box da 25 pezzi. Scatola di spedizione da 1000 pezzi | |
| Conservazione | Temperatura: 0 - +40°C, umidità relativa (RH): 20% - 80% | |
| Scadenza | 3 anni dalla data di produzione indicata sulla confezione. Prodotto non sterile. | |

DESCRIZIONE

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Filtrante facciale FFP2 • DPI di categoria III (EN 149:2001/A1:2009) • Preconformata con lacci elastici • Senza valvola di esalazione • Resistente ai fluidi, antipolvere, antivento, mantiene il calore • Buona traspirazione | <ul style="list-style-type: none"> • Non contiene lattice • Pressione delicata sulla pelle • Nasello regolabile |
|---|--|