



IEM[®]

Mobil-O-Graph

Der Mobil-O-Graph[®] gilt unter den 24h ABDM Geräten weltweit als Klassiker für die Arztpraxis und Klinik. Der schnelle Umgang kombiniert mit der Hypertonie Management Software (HMS CS) erhöhen die Effizienz im Praxisalltag und haben den Mobil-O-Graph[®] zu einem der beliebtesten Langzeitblutdruckmessgeräte in der Diagnostik gemacht. Darüber hinaus bietet der Mobil-O-Graph[®] optional die Möglichkeit, den hämodynamischen Gefäßstatus mithilfe der Pulswellenanalyse zu bestimmen. Dadurch ist eine bessere Risikoklassifizierung des Patienten möglich, die zu einer optimalen individualisierten Therapieeinstellung im Bereich des Hypertonie Managements führt. Neben der hohen Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit der Messwerte zählt der Mobil-O-Graph[®] mit seinen aktuell über 400 Publikationen im Bereich der arteriellen Gefäßsteifigkeit zu den am häufigsten eingesetzten diagnostischen Messsystemen.

FULL SERVICE

Systemvorteile

- Option zur stufenweisen Erweiterung der ABDM Messung um den zentralen Blutdruck und die Pulswellenanalyse
- Langlebigkeit dank hoher internationaler Schutzklasse (IP42) & hochwertigen Produktkomponenten
- Klinisch valide Ergebnisse durch hohe Messpräzision (BHS A/A Grading und ESH)
- Schonende und schnelle Blutdruckmessung durch Auto-Feedback-Logic (AFL) Algorithmus
- Einfache Handhabung und Integration in den Praxisalltag dank Smart Solutions

Sets

Mobil-O-Graph®

Unser Mobil-O-Graph® Monitor bietet Ihnen die perfekte Ergänzung zu Ihrer bereits vorhanden Ausstattung.

Inhalt:

- Mobil-O-Graph® Monitor
- HMS CS
- Gebrauchsanweisung

Premium Set

Unser Premium Set bietet Ihnen neben dem Messgerät und zweierlei Auswerteeinheiten die höchste und agilste Ausstattung, welche Ihnen langfristig die Möglichkeit gibt, im klinischen Alltag individuell zu agieren.

Inhalt:

- Mobil-O-Graph® Monitor
- 3 Manschetten, drehbar (Größe S, M und L)
- 4 Akkus
- Akkuladegerät
- Kunstledertasche inkl. Schultergurt
- Set-Tasche
- USB-Bluetooth-Adapter
- USB-Kabel
- Maßband
- HMS CS
- Kurzanleitung
- Gebrauchsanweisung

Parameter

Parameter	Basis	Lizenz zBD	Lizenz PWA
Brachiale Systole	✓	✓	✓
Brachiale Diastole	✓	✓	✓
MAD	✓	✓	✓
Herzfrequenz	✓	✓	✓
Pulsdruck	✓	✓	✓
zBD Systole	x	✓	✓
zBD Diastole	x	✓	✓
Alx @75	x	✓	✓
Herzminutenvolumen	x	x	✓
Peripherer Widerstand	x	x	✓
Reflexionskoeffizient	x	x	✓
PWV	x	x	✓

Full-Service Leistungen

- keine einmaligen Anschaffungskosten
- Updates der Auswertesoftware HMS CS kostenlos auf Anfrage
- Kostenloser Geräteaustausch bei fälliger Messtechnischer Kontrolle gemäß Betreiberverordnung (alle 2 Jahre)
- Kostenloser Geräteaustausch bei Reparaturen (außer bei Flüssigkeitsschaden und Verlust*)
- Kostenlose Lieferung und Abholung
- jährlicher Austausch des Zubehörs (bei Premium Set enthalten):
 - 3 Manschetten, drehbar, nach Wahl (Gr. S-XXL)
 - 1 Kunstledertasche inkl. Schultergurt
 - 4 Akkus

* In diesem Fall wird der aktuelle Listenpreis in Rechnung gestellt.

Monatl. Preise zzgl. MwSt.	Basis	inkl. Lizenz zBD	inkl. Lizenz PWA
Mobil-O-Graph®	39,00 €	54,00 €	69,00 €
Mobil-O-Graph® Premium Set	58,00 €	73,00 €	88,00 €