



IEM[®]

Tel-O-Graph GSM

Der Tel-O-Graph[®] GSM ist die innovativste und komfortabelste Lösung für die digitale Blutdruckeinstellung und kontinuierliche Überwachung der Blutdruckwerte.

Hierbei misst der Anwender in der Regel zwei bis drei mal täglich von zuhause seinen Blutdruck. Die Messwerte werden nach der Messung automatisch und verschlüsselt per Mobilfunk vom Tel-O-Graph[®] GSM an die Hypertonie Management Software (HMS CS) oder die Telemedizin Plattform übermittelt, in der sie per Mausklick verwaltet werden können. Zusätzlich können die Messdaten per GDT oder HL-7 von der HMS CS in die Praxisverwaltungssoftware oder das Krankenhausinformationssystem übertragen werden. Die Messwerte werden hierbei übersichtlich grafisch dargestellt und zusätzlich in automatischen Reports zusammengefasst. So hat der behandelnde Arzt oder das medizinische Fachpersonal zu jederzeit die Möglichkeit, mit minimalem Aufwand die Blutdruckwerte zuverlässig zu überwachen oder Therapieanpassungen vorzunehmen. Eine direkte Weiterleitung der Messdaten an kundeneigene Datenbanken ist ebenfalls möglich.

FULL SERVICE

+ Systemvorteile

- Verlässliche Daten durch höchste Messpräzision (BHS (A/A) Grading) des zugelassenen Medizinprodukts
- Anwenderfreundlich durch Ein-Tasten-Bedienung, großes Display sowie schonende und schnelle Blutdruckmessung (AFL - Auto-Feedback-Logic)
- Direkte und verschlüsselte Übertragung der Messwerte von zu Hause zum Arzt per integrierter SIM-Karte und Mobilfunkmodul
- Großer Messspeicher (350 Messungen)

📦 Sets

Tel-O-Graph® GSM

Unser Tel-O-Graph® GSM bietet Ihnen die perfekte Ergänzung zu Ihrer bereits vorhanden Ausstattung.

Inhalt:

- Tel-O-Graph® GSM
- HMS CS
- Gebrauchsanweisung

Premium Set

Unser Premium Set bietet Ihnen neben dem Messgerät die höchste und agilste Ausstattung, welche Ihnen die Möglichkeit gibt, im klinischen Alltag individuell zu agieren.

Inhalt:

- Tel-O-Graph® GSM
- 3 Manschetten (Größe S, M und L)
- 4 Batterien
- Set-Tasche
- HMS CS
- Gebrauchsanweisung

👋 Full-Service Leistungen

- keine einmaligen Anschaffungskosten
- Updates der Auswertesoftware HMS CS kostenlos auf Anfrage
- Kostenloser Geräteaustausch bei fälliger Messtechnischer Kontrolle gemäß Betreiberverordnung (alle 2 Jahre)
- Kostenloser Geräteaustausch bei Reparaturen (außer bei Flüssigkeitsschaden und Verlust*)
- Kostenlose Lieferung und Abholung
- jährlicher Austausch des Zubehörs (bei Premium Set enthalten):
 - 3 Manschetten, nach Wahl (Gr. S-XL)

* In diesem Fall wird der aktuelle Listenpreis in Rechnung gestellt.

Sets	Monat. Service-Preis
Tel-O-Graph® GSM	28,00 €
Tel-O-Graph® GSM Premium Set	35,00 €

