
















































Symbole in Masimo® Gerätehandbüchern

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt oder den Produktetiketten zu sehen sein:

	DEFINITION DER SYMBOLE		DEFINITION DER SYMBOLE
	Vorsicht		Gebrauchsanweisung beachten
Rx ONLY	Vorsicht: Laut US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden.		Lagertemperatur
	Konformitätszeichen bezüglich Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
	Konformitätszeichen bezüglich Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte		Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
	Wechselstrom		Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE, Waste from Electronic & Electrical Equipment, Abfall von elektronischen und elektrischen Geräten).
	Hersteller		Nicht wiederverwenden/Nur zur Verwendung für einen Patienten
	Herstellungsdatum JJJJ-MM-TT		Nicht entsorgen
	Verwendbar bis JJJJ-MM-TT		Darf nicht in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen
	Autorisierter Vertreter in der europäischen Gemeinschaft		Enthält keinen Latex aus Naturkautschuk
	Katalognummer (Modellnummer)		Einschränkungen bezüglich des atmosphärischen Drucks
	Masimo-Referenznummer		Kinderpatient
	Chargencode		Gasauslass
	Seriennummer		Gaseinlass
	Körpergewicht		Keine Parameternalarme
	Nicht steril		Vorsicht, zerbrechlich
	Gebrauchsanweisung befolgen		Anleitungen/Gebrauchsanweisungen/ Handbücher sind im elektronischen Format von http://www.Masimo.com/TechDocs verfügbar. Hinweis: eFU ist für Länder mit CE-Kennzeichen nicht verfügbar.

Symbole in Masimo® Gerätehandbüchern

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt oder den Produktetiketten zu sehen sein:

	DEFINITION DER SYMBOLE		DEFINITION DER SYMBOLE
	Nicht für die kontinuierliche Überwachung verwenden (kein SpO2-Alarm)		Analogausgangs-Schnittstelle
	Nicht-ionisierende elektromagnetische Strahlung		Schnittstelle für Schwesternruf
IPX1	Schutz vor senkrecht fallenden Wassertropfen		RS-232-Schnittstelle
	UL LLC-Zertifizierung		SatShare-Schnittstelle
	UL LLC-Zertifizierung		Zeigt ein Drahtlosfunksignal an (nur Modell mit Funkverbindung)
FC	Federal Communications Commission (FCC)-Zulassung		Funkfunktionen können in Mitgliedsstaaten verwendet werden, wobei die Verwendung in Frankreich auf Innenräume eingeschränkt ist, - drahtloses Gerät der Klasse 2
FCC ID:	Bestätigt, dass die Einheit als Funkgerät registriert ist		Standby
	Erdungsanschluss mit Potenzialausgleich		Nicht länger als 24 Stunden angebracht lassen
	Sicherung		Nicht MRT-sicher. Nicht geeignet zur Verwendung in einer MRT-Umgebung, d. h. im MRT-Magnetraum.
	Sicherungswechsel: Nur gegen in dieser Bedienungsanleitung angegebene Sicherungen austauschen		USB-Anschluss
	ETL Intertek-Zertifizierung. Entspricht XXXXXXX und ist nach CAN/CSA STD C22.2 No. XXXXX zugelassen.		