

# BLUTDRUCKMESSGERÄT METRONIK BL-6

## Ergometrietüchtiges Blutdruckmessgerät

- Nachvollziehbare elektronische Blutdruckmessung
- originales unverfälschtes Korotkovgeräusch (nicht nur elektronische Piepstöne)
- zuschaltbares Ergofilter zur Artefaktkompensation während Ergometrie
- kompatibel zu den meisten Belastungs-EKG-Systemen

## Blutdruckmanschette

- abwischbar, schnelltrocknend
- Wechsel des Manschettenbezuges binnen weniger Sekunden
- robustes und störsicheres Mikrofon im Aufpumpenteil integriert
- stufenlose Anpassung an konische Oberarme
- zusätzliche Schlauchfixierung am Unterarm zur Störgeräuschunterdrückung
- Schnellwechselanschluss



## Metronik

Mittelstraße 9, D-08280 Aue

Telefon: +49 (0) 3771 - 45038-0, Telefax: +49 (0) 3771 - 45038-38

E-Mail: sales@metronik.de, www.metronik.de

# METRONIK

ELEKTRO-MED. GERÄTE

MADE IN GERMANY