



DreamStation Blende

Wenn Ihre Patienten keinen Luftbefeuchter verwenden möchten, können Sie sich nun für eine Blende zur Abdeckung des Therapiegerätes entscheiden.*

Vorteile

- Weiterleitung des Luftstroms zum Patienten, was eine größere Reichweite des Schlauchs ermöglicht
- Umleitung des Schlauchs oberhalb des Geräts und somit Platzersparnis auf dem Nachttisch
- Abgerundetes, schöneres Aussehen, wenn der Luftbefeuchter nicht verwendet wird

Mit ausgewählten DreamStation-Geräten kompatibel

Die Blende kann mit unseren DreamStation CPAP Pro, Auto-CPAP oder Auto-BiPAP Therapiegeräten verwendet werden und ist kompatibel ab der Firmware-Version V1.1.1.

Prüfung der Firmware-Version

Prüfen Sie die Softwareversion, indem Sie im Menü „Mein Betreuer“ aufrufen und auf das Einstellrad klicken, um auf das Menü zuzugreifen. Wenn das Gerät unter der Softwareversion V1.1.0 oder früher läuft, laden Sie das erforderliche Update auf my.respironics.com herunter.




Bestellinformationen

Beschreibung	Bestellnummer
DreamStation-Blende	1128163

Technische Daten

Gewicht:	116,8 g
Größe:	25,40 cm x 15,24 cm x 5,08 cm

Zusammensetzen



* Es handelt sich hierbei um ein Privatzahlerprodukt ohne Hilfsmittelnnummer.