

A close-up photograph of a middle-aged man with short, light brown hair and blue eyes. He is wearing a clear, blue, and white CPAP mask over his nose and mouth. The mask is connected to a clear plastic tube that goes up to his forehead. He is holding the mask with both hands, looking directly at the camera. He is wearing a light-colored collared shirt. The background is a plain, light-colored wall.

PHILIPS

RESPIRONICS

Masken

Traumhaft **einfach,**  
**einfach** effizient

Ihre Auswahlhilfe

## Legende

●	Bester Sitz, empfohlene Größe
●	Eingeschränkt empfohlen
○	Nicht empfohlen
P	Petite
XS	X Small
S	Small
M	Medium
MW	Medium Wide (breiter)
L	Large
LN	Large Narrow (enger)
LW	Large Wide (breiter)
XL	X Large
Std.	Standard
Fl.	Flach
W	Weit
Reg	Regulär
EG	Einheitsgröße



# Amara Gel

## Mund-Nasen-Maske

- Moderne Gel-Technologie ermöglicht weicheren, verbesserten Tragekomfort
- Schnelle Anpassung durch austauschbare Maskenkissen – erhältlich in vier Größen
- Einfache Handhabung mit dem „Klick“
- Passt auf 95 % aller Patientengesichter

# Amara Gel

## Versorgungsübersicht

ResMed	Größe	Amara/ Amara Gel			
		P	S	M	L
Quattro Air	XS	●	○	○	○
	S	○	●	○	○
	M	○	○	●	○
	L	○	○	○	●
AirFit F10	XS	●	○	○	○
	S	○	●	○	○
	M	○	○	●	○
	L	○	○	○	●
Quattro	XS	●	○	○	○
	S	○	●	○	○
	M	○	○	●	○
	L	○	○	○	●
Fisher & Paykel	S	○	○	●	○
	M	○	○	○	●
	L	○	○	○	●



# Wisp

## **Nasen-Maske mit minimaler Kontaktfläche**

- Einfache Anpassung und Handhabung
- Hohe Stabilität bei freiem Sichtfeld
- Schnelle Abdichtung durch Auto-Seal-Rillen-Technologie
- Erhältlich mit durchsichtigem Silikonrahmen oder weichem Stoffrahmen

# Wisp

## Versorgungsübersicht

		Wisp			
Philips Respironics	Größe	P	S/M	L	XL
ComfortClassic	S	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	M	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>ResMed</b>					
AirFit N10/ Swift FX Nano	S	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Std.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	W	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mirage FX	Std.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	W	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Fisher &amp; Paykel</b>					
Eson	S	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	M	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	L	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Weinmann</b>					
Joyce One	EG	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



Pico

# Pico

## **Nasen-Maske**

- Schnelle Abdichtung durch Auto-Seal-Rillen-Technologie
- Einfache Anpassung und Handhabung
- Maskenkissen mit dem „Klick“

# Pico

## Versorgungsübersicht

### Pico

#### Philips Respironics

ComfortClassic

Größe	S/M	L	XL
S	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### ResMed

AirFit N10/  
Swift FX Nano

Mirage FX

S	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Std.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
W	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Std.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
W	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

#### Fisher & Paykel

Eson

S	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
M	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### Weinmann

Joyce One

EG	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
----	-----------------------	----------------------------------	-----------------------





# Nuance und Nuance Pro

## **Gelkissen-Maskensystem**

- Hervorragende Abdichtung an der Nasenbasis durch Gelkissen
- Hohe Stabilität mit Bewegungsfreiheit – erhältlich mit Stoffrahmen oder Gelgepolstertem Rahmen
- Bequemer Tragekomfort durch Gel-Technologie

**Nuance und  
Nuance Pro**

# Nuance und Nuance Pro

## Versorgungsübersicht

Nuance und  
Nuance Pro

		Nuance/ Nuance Pro		
Hersteller	Größe	S	M	L
ResMed AirFit P10	XS	●	○	○
	S	●	○	○
	M	○	●	○
	L	○	○	●
Swift FX	XS	●	○	○
	S	●	○	○
	M	○	●	○
	L	○	○	●
Fisher & Paykel Opus	S	●	○	○
	M	●	○	○
	L	○	●	○



# ComfortGel Blue

## Nasen-Maske

- Der Klassiker bei den Nasen-Masken mit Gel-Technologie
- Einfache Anpassung und schnelle Abdichtung
- Hervorragender Tragekomfort durch bewährte Gel-Technologie

# ComfortGel Blue

## Versorgungsübersicht

		ComfortGel Blue			
Weinmann	Größe	P	S	M	L
Joyce SilkGel	S	○	○	○	●
	M	○	○	○	●
	L	○	○	○	●
Philips Respironics					
Profile Lite	P	○	○	●	○
	S	○	○	●	○
	MS	○	○	○	●
	M	○	○	○	●
	MW	○	○	○	●
	L	○	○	○	●
	LN	○	○	○	●





[www.philips.de/respironics](http://www.philips.de/respironics)

RRD TK 3/17/15 MCI 4106530 PN 1120647